

Knit-Pak+™

Cordón tejido impregnado



premier® Inspired solutions for daily dentistry®

Fabricante:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com

Fabricado en Corea



premierdentalco.com/promise

Uso previsto:

Knit-Pak+, con receta médica, es un cordón impregnado en cloruro de aluminio hexahidratado que se emplea para la retracción quimiomecánica temporal de tejidos gingivales y para la hemostasia de los márgenes gingivales que rodean la pieza dental. Se ha diseñado para conseguir resultados precisos y mejorados a la hora de obtener impresiones dentales, para la preparación de la cavidad o siempre que se precise hemostasia y retracción.

Descripción del dispositivo:

Premier® Knit-Pak+ es un cordón retractor gingival impregnado en cloruro de aluminio y creado a partir de microfibras tejidas para la retracción quimiomecánica temporal de los tejidos gingivales y para la hemostasia de los márgenes gingivales que rodean la pieza dental.

Contenido:

Número de artículo	Especificaciones del producto
9007560	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: verde oscuro • Talla: 000.0 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)
9007561	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: verde • Talla: 000 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)
9007562	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: marrón • Talla: 00 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)
9007563	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: morado • Talla: 0 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)
9007564	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: azul • Talla: 1 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)
9007565	Cordón tejido impregnado Knit-Pak+: paquete estándar • Color: naranja • Talla: 2 • Longitud: 254 cm (100 pulg.)

Contraindicaciones:

No utilice Knit-Pak+ en las siguientes condiciones:

- Pacientes con enfermedad periodontal significativa o afectación de la furca.
- Infección dentro de las encías debido a la reutilización de los cordones.
- Sitio intraoral con infección o inflamación activas

PRECAUCIONES:

- Asegúrese de enjuagar la zona tratada antes de tomar la impresión para evitar la inhibición de la polimerización del material de impresión.
- La reutilización de un dispositivo de un único uso puede exponer a los pacientes y al personal a contaminación cruzada.
- Precaución: La legislación federal de EE. UU. permite la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos u odontólogos o bajo prescripción facultativa

ADVERTENCIAS:

- No aplique una fuerza excesiva ni supere la anchura biológica al empaquetar el cordón retractor en el surco.
- No deje el cordón en la encía durante más de 20 minutos, pues ello podría provocar una recesión duradera de la encía.
- Asegúrese de retirar todo el cloruro de aluminio enjuagando antes de la impresión dental con el fin de evitar la polimerización del material de la impresión.
- No vuelva a usar el cordón. Los cordones son de un único uso.
- No usar en pacientes con alergias conocidas al cloruro de aluminio.
- El cloruro de aluminio es irritante para la piel y los ojos.

Reacciones adversas:

Las posibles reacciones adversas podrían ser, entre otras:

- Recesión de las encías debida al uso prolongado o a la aplicación de una fuerza excesiva en el surco.
- Podrían ser necesarias intervenciones adicionales si el material de la impresión estuviera inhibido debido a la presencia de restos de cloruro de aluminio.
- Podrían producirse reacciones de tipo alérgico tales como tumefacción, inflamación, irritación y dolor en personas con alergia conocida al cloruro de aluminio.

Materiales:

Hilo conjugado de nylon/poliéster (Nylon-6, PET) impregnado con cloruro de aluminio.

Indicaciones de uso:

1. Evalúe el estado de las encías y la profundidad del surco.
2. Seleccione el cordón impregnado del tamaño adecuado y corte el cordón según la longitud requerida cerrando el tapón (la hoja cerámica del tapón cortará el cordón)
3. Aplique el cordón ajustadamente al cuello de la pieza

dental e insértelo cuidadosamente en el surco utilizando un instrumento manual empaquetador del cordón.

4. Deje los cordones en el área y espere de uno (1) a tres (3) minutos.
5. Antes de retirar el cordón, deberá humedecerse/enjuagarse con agua de modo que no se adhiera al tejido gingival y lo desgarre cuando se retire, causando más hemorragia.
6. Retire el cordón; enjuague el área con un pulverizador de aire/agua firme para completar la retirada del cloruro de aluminio y secar la preparación.
7. Examine el lugar del tratamiento para verificar la hemostasia.
8. Si la hemorragia persiste tras retirar el cordón, repita el procedimiento desde el paso 2 hasta el paso 7 hasta conseguir la hemostasia.

Almacenamiento:

Conserve siempre el dispositivo en el envase protector original, antes del primer y de los sucesivos usos.

Conserve en un lugar seco a temperaturas de entre 10 °C/50 °F y 28 °C/82,4 °F.

Duración:

- Knit-Pak+ tiene una duración de 3 años (36 meses) desde la fecha de fabricación.
- No utilice el dispositivo una vez alcanzada su fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta del dispositivo.

Para más información:

Para obtener una hoja de datos de seguridad, visite www.premierdentalco.com o llame al (+1) 610-239-6000

Símbolos	Significado del símbolo
	Fecha de caducidad
	Fabricante
	Número de lote
	Irritante
	Límites superiores e inferiores de la temperatura de uso, almacenamiento y transporte
	No reutilizar
	Precaución: Consulte las instrucciones de uso
Rx ONLY	PRECAUCIÓN: La legislación federal de EE. UU. permite la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa
	Consulte las instrucciones de uso en www.premierdentalco.com