

Knit-Pak+™

Filo a maglia impregnato



premier® Inspired solutions for daily dentistry®

Fabricante:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com
Fabbricato in Corea



premierdentalco.com/promise

Uso previsto:

Knit-Pak+ è un filo a maglia impregnato di cloruro di alluminio esaidrato, disponibile solo su prescrizione medica, indicato per la retrazione chemio-meccanica provvisoria dei tessuti gengivali e per l'emostasi del margine gengivale attorno al dente. È indicato per ottenere risultati migliori ed accurati durante l'acquisizione di impronte dentali, per la preparazione della cavità o nei casi in cui si richiedano l'emostasi e la retrazione.

Descrizione del dispositivo:

Premier® Knit-Pak+ è un filo a maglia impregnato di cloruro di alluminio per la retrazione gengivale ottenuto damicrofibre a maglia per la retrazione chemio-meccanica provvisoria dei tessuti gengivali e per l'emostasi del margine gengivale attorno al dente.

Contenuto:

N. articolo.	Specifiche del prodotto
9007560	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Colore – Verde scuro • Misura – 000,0 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)
9007561	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Colore – Verde • Misura – 000 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)
9007562	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Colore – Marrone • Misura – 00 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)
9007563	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Color – Viola • Misura – 0 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)
9007564	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Colore – Blu • Misura – 1 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)
9007565	Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato – Confezione standard • Colore – Arancione • Misura – 2 • Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

Controindicazioni:

Non utilizzare Knit-Pak+ nelle seguenti condizioni:

- pazienti con malattia parodontale significativa o interessamento della forcazione;
- infezione gengivale interna da riutilizzo dei fili;
- infezione o infiammazione in atto in sede intraorale.

PRECAUZIONI:

- Avere cura di sciacquare l'area trattata prima di prendere un'impronta, allo scopo di evitare l'inibizione della polimerizzazione del materiale per l'impronta.
- Il riutilizzo di un dispositivo monouso può esporre i pazienti e il personale a contaminazione crociata.
- Attenzione: la legge federale statunitense consente la vendita esclusiva di questo dispositivo da parte di o su prescrizione di personale medico/odontoiatrico.

AVVERTENZE:

- Non eccedere nella forza applicata e rispettare il limite della larghezza biologica durante l'operazione di pressione del filo di retrazione nel solco.
- Non lasciare il filo nella gengiva per più di 20 minuti in quanto ciò potrebbe causare una recessione gengivale permanente.
- Accertarsi di rimuovere tutto il cloruro di alluminio sciacquandolo prima di prendere l'impronta, onde evitare la polimerizzazione del materiale dell'impronta.
- Non riutilizzare il filo. I fili sono esclusivamente monouso.
- Non utilizzare in pazienti con note allergie al cloruro di alluminio.
- Il cloruro di alluminio è irritante per la pelle e per gli occhi.

Reazioni avverse:

Possono insorgere le seguenti reazioni avverse, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- recessione gengivale da uso prolungato o forza eccessiva nel solco;
- potrebbero rendersi necessarie ulteriori procedure se il materiale dell'impronta è stato inibito da residui di cloruro di alluminio;
- nei soggetti con allergia accertata al cloruro di alluminio si potrebbero manifestare reazioni allergiche quali gonfiore, infiammazione, irritazione e dolore.

Materiali:

Filato coniugato N/P (Nylon-6, PET) impregnato con cloruro di alluminio.

Istruzioni per l'uso:

1. Valutare lo stato di salute della gengiva e la profondità del solco.
2. Scegliere il filo impregnato di dimensione adeguata e tagliarlo alla lunghezza necessaria chiudendo il tappo (il filo sarà reciso dalla lama in ceramica nel tappo).

3. Applicare il filo saldamente alla cervice del dente e inserirlo con cautela nel solco per mezzo di un posizionatore per filo manuale.
4. Lasciare i fili in sede e attendere uno (1) - tre (3) minuti.
5. Prima di rimuovere il filo, dovrà essere inumidito/sciacquato con acqua, in modo tale che non afferi o laceri il tessuto gengivale una volta rimosso, aumentando il sanguinamento.
6. Rimuovere il filo; sciacquare l'area con un'azione decisa mediante spray ad aria/acqua per completare la rimozione del cloruro di alluminio e asciugare la preparazione.
7. Esaminare il sito di trattamento per verificare l'emostasi.
8. Se il sanguinamento è persistente una volta rimosso il filo, ripetere la procedura dal passaggio 2 al passaggio 7 fino a ottenere l'emostasi.

Conservazione:

Conservare sempre il dispositivo nella sua confezione protettiva originale prima del primo utilizzo e degli utilizzi successivi.

- Conservare in luogo asciutto a temperature comprese fra 10°C/50°F e 28°C/82,4°F.

Periodo di conservazione:

- Knit-Pak+ ha un periodo di conservazione di 3 anni (36 mesi) dalla data di fabbricazione.
- Non usare quando il dispositivo è scaduto. Vedere la data di scadenza sull'etichetta del dispositivo.

Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda dati di sicurezza (SDS), visitare il sito www.premierdentalco.com oppure chiamare il numero +1 610-239-6000

Simboli	Significato de simbolo
	Data di scadenza
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Irritante
	I limiti superiore e inferiore di temperatura per l'uso, la conservazione e il trasporto
	Non riutilizzare
	Avvertenza: vedere le istruzioni per l'uso
Rx ONLY	ATTENZIONE: La normativa federale statunitense richiede che il presente dispositivo sia venduto ai soli medici o dietro prescrizione di un medico
	Vedere le Istruzioni per l'uso sul sito Web www.premierdentalco.com