



Enamel Pro®

Pâte à prophylaxie professionnelle



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Fabricant :
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 É.-U.
888 670-6100 • 610 239-6000
premierdentalco.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30173 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Utilisation prévue :

À utiliser comme traitement préventif. Le produit est conçu pour le polissage et le nettoyage des dents avec des particules de grains de silice de taille variée en tant qu'agent abrasif, tout en étant formulé afin de fournir du phosphate de calcium amorphe (ACP) dans le but d'augmenter l'apport en fluorure au cours de la procédure pour stimuler la reminéralisation des dents. Dans les emballages indiquant que Enamel Pro contient du fluorure, celui-ci est présent à une concentration de 1,23 % d'ion fluorure.

Mode d'emploi :

Indiqué pour les traitements dentaires préventifs normatifs pour l'élimination des taches et le polissage.

Offert dans les tailles de grain suivantes :

Fin	Pour un polissage léger, idéal pour les patients plus jeunes.
Moyen	Pour les procédures de nettoyage normales chez l'adulte lorsqu'un haut de niveau de polissage et d'élimination de la plaque est souhaité.
Gros	Pour les patients adultes présentant des taches substantielles.
Très gros	Pour les quelques patients qui présentent des taches difficiles à éliminer.

Description du produit :

Gamme de produits contenant une pâte à prophylaxie professionnelle pour le nettoyage et le polissage des dents, formulée afin de fournir du phosphate de calcium amorphe en vue d'augmenter l'apport en fluorure, et proposée en une variété de saveurs. Des formulations sans fluorure sont offertes en option.

Contre-indications :

Ne pas utiliser le produit lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- Le produit contient du fluorure; donc, si le patient présente ou a des antécédents de sensibilité au fluorure.

PRÉCAUTIONS :

- Entreposer le produit dans son emballage original et dans les conditions de stockage indiquées sur l'étiquette.
- Usage unique sur un seul patient. Ne pas réutiliser le produit.
- Sur ordonnance uniquement; produit vendu sur ordonnance.

AVERTISSEMENTS :

- Nocif en cas d'ingestion : l'ingestion de fluorure peut provoquer des nausées.
- Provoque une grave irritation des yeux.
- Provoque une irritation cutanée.

Effets indésirables :

- Des nausées et des vomissements peuvent être provoqués par l'ingestion des pâtes.

Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le produit a été utilisé.

Contenu et mise en place :

Consulter premierdentalco.com pour obtenir la liste complète des saveurs et des produits offerts.

Contenu :

Dans les emballages indiquant que Enamel Pro contient du fluorure, celui-ci est présent à une concentration de 1,23 % d'ion fluorure. Offert en une formulation sans fluorure. Enamel Pro contient une poudre de pierre ponce; l'abrasivité de la poudre de pierre ponce varie selon la taille du grain.

Mode d'emploi :

- Coupelles à dose unitaire – chaque coupelle contient assez de pâte Enamel Pro pour une (1) procédure de prophylaxie.
- Utiliser n'importe quelle combinaison de tête angulaire et coupelle en caoutchouc offerte sur le marché.
- Remplir la coupelle en pressant la face de la coupelle contre la pâte tout en faisant tourner la tête angulaire à basse vitesse. L'aspect « en tourbillon » est une représentation à des fins esthétiques uniquement. Tout le contenu de la coupelle fournira le même bienfait aux dents de votre patient.
- Une quantité suffisante de pâte doit être maintenue dans la coupelle tout au long de la procédure afin d'éviter la surchauffe de la surface de la dent.
- Une évacuation de la salive est recommandée pour éviter une dilution excessive et une déglutition de la pâte.
- Si la pâte est trop sèche à votre goût, tout simplement ajouter une goutte ou deux d'eau pour la ramollir.

Entreposage :

Conserver la pâte à une température comprise entre 15 °C (59 °F) et 30 °C (86 °F) et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Durée de conservation :

La durée de conservation du produit est de deux (2) ans à partir de la date de fabrication figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site premierdentalco.com ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.

Symboles	Signification du symbole
	Limite de température
	Avertissement, voir le mode d'emploi
	UGS
	Ne pas réutiliser le produit
	Irritant
	Fabricant
	Produit à usage médical
Rx ONLY	Réservé à un usage professionnel
	UKCA