



# Enamel Pro®

Pasta profilattica professionale



**premier®** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Produttore:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.  
888-670-6100 • 610-239-6000  
premierdentalco.com



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30173 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Istruzioni per l'uso  
90076 0421081 Rev5 PDF

### Uso previsto:

Da utilizzare come trattamento preventivo. Per la pulizia e la lucidatura dei denti con particolati di silice a graniglia variabile come agente abrasivo; è formulato per rilasciare calcio fosfato amorfo (ACP) per aumentare l'assorbimento del fluoro durante la procedura per stimolare la remineralizzazione dei denti. Nelle confezioni che indicano che Enamel Pro contiene fluoro, è presente a una concentrazione dell'1,23% di ione di fluoro.

### Indicazioni per l'uso:

Indicato per i trattamenti dentali preventivi normativi per la rimozione delle macchie e la lucidatura.

### Disponibile con le seguenti graniglie:

Fine	Per una lucidatura delicata, adatta ai pazienti più giovani.
Media	Per procedure di pulizia normali su adulti, in cui si desidera un alto livello di lucidatura e rimozione della placca.
Grossa	Per pazienti adulti con accumulo sostanziale di macchie.
Extra grossa	Per pazienti specifici con accumulo di macchie difficili da rimuovere.

### Descrizione del prodotto:

La linea di prodotti contiene pasta profilattica professionale per la pulizia e la lucidatura dei denti, formulata per rilasciare calcio fosfato amorfo per aumentare l'assorbimento del fluoro e disponibile in vari gusti. Le formulazioni senza fluoro sono opzionali.

### Controindicazioni:

#### Non utilizzare nelle seguenti condizioni:

- Il prodotto contiene fluoro, se il paziente mostra o ha un'anamnesi di sensibilità al fluoro.

### PRECAUZIONI:

- Conservare il prodotto nella confezione originale e nelle condizioni indicate nell'etichetta.
- Da utilizzare su un solo paziente. Non riutilizzare.
- Solo RX, dispositivo soggetto a prescrizione.

### AVVERTENZE:

- Nocivo se ingerito: l'ingestione di fluoro può causare nausea.
- Provoca gravi lesioni oculari.
- Provoca irritazione cutanea.

### Reazioni avverse:

- L'ingestione di paste può causare nausea e vomito.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

### Contenuto e preparazione:

Fare riferimento a [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) per l'elenco completo di gusti e offerte.

### Materiali:

Nelle confezioni che indicano che Enamel Pro contiene fluoro, è presente a una concentrazione dell'1,23% di ione di fluoro. Disponibile in formulazione senza fluoro.

Enamel Pro contiene pomice, la cui abrasività varia a seconda della graniglia.

### Istruzioni per l'uso:

1. Coppette di dose-unità - Ogni tazza contiene abbastanza pasta Enamel Pro per una (1) procedura di profilassi.
2. Utilizzare una combinazione qualsiasi di innesto a contrangolo per profilassi-coppetta in gomma.
3. Riempire la coppetta premendo la faccia della coppetta sulla pasta utilizzando l'innesto a bassa velocità. Il design fantasioso è a solo scopo estetico. Tutto il contenuto della coppetta offre gli stessi vantaggi ai denti del paziente.
4. Nel corso della procedura, mantenere nella coppetta pasta sufficiente per evitare di surriscaldare la superficie del dente.
5. Si consiglia di rimuovere la saliva per evitare un'eccessiva diluizione e ingestione della pasta.
6. Nel caso in cui la pasta sia troppo asciutta per le proprie preferenze, è sufficiente aggiungere una goccia o due di acqua per ammorbidirla.

### Conservazione:








Conservare a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e lontano dalla luce solare diretta.

### Periodo di conservazione:

La validità del prodotto è due (2) anni a partire dalla data di fabbricazione riportata sull'etichetta del prodotto.

### Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Limite di temperatura
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Codice SKU
	Non riutilizzare
	Irritante
	Fabbricante
	Dispositivo medico
<b>Rx ONLY</b>	Esclusivamente per uso professionale
<b>UK CA</b>	UKCA