


# premier® Universal Carriers

Quick • Economical • Versatile



Available In:

- REF 9062006....Right Angle (case of 10)\*
- REF 9062001.....Straight (case of 10) \*
- REF 9062030 ....Mini-tip - Right Angle

\* Individual instruments available through your dealer.

PREMIER® UNIVERSAL CARRIERS are unique placement instruments with a sleek design. They enable the operator to transport and place amalgam while minimizing finger fatigue. Due to the nature of the MINI-GUN, do not use it to condense material, and *always express the amalgam immediately to prevent damage to the plunger.*

## Assembly

1. Place plunger into knob-screw assembly.
2. Insert plunger and spring through barrel.
3. Replace tip and tighten.
4. Firmly push knob-screw assembly into place and screw on to tighten.


## Cleaning and Sterilization

**Immediately after each use, the entire gun MUST be taken apart, cleaned and re-assembled prior to sterilization.** Sterilize in a steam autoclave using distilled water at 134°C (273°F) for 3 minutes.

## Replacement Parts

- REF 9062041 ....Nose Tip - Straight
- REF 9062043....Nose Tip - Right Angle
- REF 9062015.....Plunger - Straight
- REF 9062017.....Plunger - Right Angle
- REF 9062021.....Spring
- REF 9062034....Mini-plunger - Right Angle

Rx ONLY



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



## FR

Réservé à un usage professionnel  
Non stérile  
Doit être stérilisé avant l'utilisation

### Assemblage

1. Placer le plongeur dans l'assemblage vis-bouton.
2. Insérer le plongeur et le ressort dans le barillet.
3. Replacer l'embout et resserrer.
4. Pousser fermement l'assemblage vis-bouton et le visser pour qu'il tienne solidement.

### Nettoyage et stérilisation

Immédiatement après chaque utilisation, le fusil en entier DOIT être démonté, nettoyé et réassemblé avant la stérilisation.

Stériliser à l'eau distillée dans un autoclave à vapeur à 134 °C (273 °F) pendant 3 minutes.

## ES

Solo para uso profesional  
No esterilizado  
Esterilizar antes de usar

### Armado

1. Colocar el émbolo en la perilla con tornillo.
2. Insertar el émbolo y el resorte en el barril.
3. Volver a colocar la punta y ajustar.
4. Presionar firmemente la perilla con tornillo en su lugar y atornillar para ajustarla.

### Limpeza y esterilización

Inmediatamente después de cada uso, la pistola completa se DEBE desarmar, limpiar y volver a armar antes de la esterilización.

Esterilizar en un autoclave de vapor usando agua destilada a 134 °C (273 °F) durante 3 minutos.

## TH

สำหรับการใช้งานในระดับผู้เชี่ยวชาญ  
เท่านั้น  
ไม่ปราศจากเชื้อ  
ทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้

### การประกอบ

1. ใส่แกนสูบลงในส่วนประกอบที่เป็นปุ่มเกลียว
2. สอดก้านสูบและสปริงลงในกระบอกสูบ
3. เปลี่ยนส่วนปลายและขันให้แน่น
4. ดันส่วนประกอบที่เป็นปุ่มเกลียวให้เข้าที่และขันเกลียวให้แน่น

การทำความสะอาดและการทำให้ปราศจากเชื้อ  
ทันทีหลังการใช้แต่ละครั้งจะต้องแยกเป็นทั้งกระบอกทำความสะอาดและประกอบชิ้นส่วนต่างๆอีกครั้งก่อนการทำให้ปราศจากเชื้อ

ทำให้ปราศจากเชื้อในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำโดยใช้น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 134 °C (273 °F) เป็นเวลา 3 นาที

## CN

仅供专业人士使用  
非无菌  
使用前请先消毒

### 组装

1. 把柱塞放到旋钮组件上。
2. 插入柱塞和弹簧，穿过筒身。
3. 更换端头并紧固。
4. 将旋钮组件紧紧推入到位，然后旋紧。

### 清洁和消毒

每次使用后，必须立即拆开整支枪，清洁并重新组装，然后消毒。

在高压消毒蒸锅内用 134 °C (273 °F) 的蒸馏水消毒 3 分钟。



Manufacturer:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462  
888-670-6100 • 610-239-6000  
premierdentalco.com

Made in Czech Republic.

Order through authorized dealer.