



Brite Shield™

Limpiador y protector de instrumentos



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Fabricante:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com • Fabricado en EE. UU.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Instrucciones de uso
n.º 91110-2 0421093 Rev5 PDF

Uso previsto:

Brite Shield™ es un limpiador estático por inmersión y ultrasonidos que desbrida quimiomecánicamente los instrumentos dentales obstruidos y ayuda a proteger los instrumentos a través de un proceso de pasivación único para restringir el óxido y la corrosión.

Descripción del dispositivo:

Premier® Brite Shield™

Potente acción de limpieza enzimática para eliminar las proteínas, las manchas ligeras, los cementos de fijación, y proteger los instrumentos del óxido y la corrosión.

Contraindicaciones:

No use Brite Shield™ en las siguientes condiciones:

- Si el envase o la tapa se encuentran rotos/dañados
- No debe utilizarse en instrumentos de aluminio anodizado

PRECAUCIONES:

- No lo mezcle con otros detergentes o contaminantes.
- Evite la dilución excesiva.
- Mantenga el producto almacenado solo en el envase original.
- Mantenga los recipientes herméticamente cerrados cuando no se utilicen.
- No coloque una cuchara húmeda en el recipiente.
- Lávese bien la piel y las manos después de la manipulación.

ADVERTENCIAS:

- Quítese las lentes de contacto, en caso de exposición.
- **OJOS** – Aclare con gran cantidad de agua durante 15 minutos en caso de exposición. Si la irritación persiste, busque atención médica.
- **PIEL** – Aclare con gran cantidad de agua.
- **INGESTIÓN** – Beba gran cantidad de agua. Contacte con el médico rápidamente.

Contecimientos adversos:

- EN CASO DE INGESTIÓN:
 - » Nocivo, puede provocar náuseas y vómitos.
 - » Puede ser irritante para la boca y la garganta.
- Puede causar irritación de la piel, lesiones oculares y reacciones cutáneas alérgicas.

Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

Contenido y disposición:

Número de artículo	Especificaciones del producto
9011996	Brite Shield MUESTRA (paquete de 1)
9011997	Brite Shield paquete de 10
9011100	Brite Shield (CAJA DE 6)
8101100	Brite Shield (frasco individual)
9011911	Muestra de Brite Shield INTL con tarjeta de ilustración

Materiales:

Fórmula enzimática potente y respetuosa con el medio ambiente.

INDICACIONES DE USO:

- Para la limpieza diaria y la protección contra el óxido, coloque una cucharada de polvo Brite Shield y aproximadamente 2 l de agua tibia en la unidad ultrasónica.
- Para instrumentos muy contaminados, utilice dos cucharadas de polvo.
- Para la eliminación de cemento/manchas, coloque dos cucharadas de polvo Brite Shield y aproximadamente 0,5 l de agua tibia en la unidad ultrasónica.
- Remueva hasta que se disuelva.
- Sumerja los instrumentos en la solución y límpielos en la unidad ultrasónica durante 1-5 minutos.
- Aclare bien los instrumentos con agua y séquelos antes de la esterilización.
- Para obtener resultados óptimos, cambie la solución cada vez que la utilice o diariamente

Eliminación:

Después del uso, elimine como un residuo médico biopeligroso de acuerdo con las directrices/procedimientos del centro o la institución.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Duración:

El producto no tiene fecha de caducidad.

Para más información:

Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite premierdentalco.com o llame a Premier al 610-239-6000.

Símbolos	Significado del símbolo
	Fabricante
	Número de lote
	Advertencia; consulte las instrucciones de uso
	Almacene en un sitio fresco y seco
	Evite la luz solar directa
	Producto sanitario
	UKCA