

Brite Shield[™]

Detergente e trattamento protettivo per strumenti



premier[®] Inspired solutions
for daily dentistry[®]



Produttore:
Premier[®] Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com • Fabbricato negli USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Istruzioni per l'uso
91110-2 0421093 Rev5 PDF

Uso previsto:

Brite Shield™ è un detergente a immersione statica e ultrasonico che elimina i detriti in modo chimico-meccanico dagli strumenti dentari intasati e aiuta a proteggere gli strumenti stessi con un esclusivo processo di passivazione che riduce la ruggine e la corrosione.

Descrizione del dispositivo:

Premier® Brite Shield™

Potente azione detergente enzimatica che rimuove sostanze proteiche, leggere macchie e materiali cementanti e protegge gli strumenti da ruggine e corrosione.

Controindicazioni:

Non utilizzare Brite Shield™ nelle seguenti condizioni:

- Se il contenitore o il tappo è rotto/danneggiato.
- Non utilizzare su strumenti in alluminio anodizzato.

PRECAUZIONI:

- Non miscelare con altri detergenti e contaminanti.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Conservare il prodotto solo nel contenitore originale.
- Tenere il contenitore ben chiuso quando non in uso.
- Non inserire cucchiai umidi nel contenitore.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.

AVVERTENZE:

- In caso di esposizione, rimuovere le lenti a contatto.
- **OCCHI:** sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti in caso di esposizione. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.
- **CUTE:** sciacquare abbondantemente con acqua.
- **INGESTIONE:** bere molta acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Eventi avversi:

- IN CASO DI INGESTIONE:
 - » Nocivo, può causare nausea e vomito.
 - » Può essere irritante per bocca e gola.
- Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

Contenuto e preparazione

N. articolo	Specifiche del prodotto
9011996	CAMPIONE di Brite Shield (1 confezione)
9011997	Brite Shield confezione da 10
9011100	Brite Shield (SCATOLA DA 6)
8101100	Brite Shield (barattolo singolo)
9011911	Campione di Brite Shield INTL con scheda illustrativa

Materiali:

Potente formula enzimatica ecocompatibile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Per la pulizia quotidiana e il trattamento antiruggine, versare un cucchiaino di Brite Shield in polvere e 1.894 ml di acqua calda nel dispositivo a ultrasuoni.
- Versare due cucchiaini di polvere se gli strumenti sono particolarmente contaminati.
- Per rimuovere sostanze come cementi/macchie, versare due cucchiaini di Brite Shield in polvere e 473 ml di acqua tiepida in un dispositivo a ultrasuoni.
- Mescolare fino a sciogliere completamente.
- Immergere in soluzione e pulire gli strumenti, lasciandoli nel dispositivo a ultrasuoni per 1-5 minuti.
- Prima di sterilizzare, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare.
- Cambiare la soluzione in base all'uso o ogni giorno per ottenere risultati ottimali.

Smaltimento:

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

Conservazione:








Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Periodo di conservazione:

Il prodotto non ha un periodo di conservazione.

Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito premierdentalco.com oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	UKCA