

# Pro Clean™

Strumento professionale per la rimozione di tartaro e macchie da protesi totali o parziali, apparecchi di contenzione e notturni



**premier®** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Produttore:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.  
888-670-6100 • 610-239-6000  
premierdentalco.com • Fabbricato negli USA



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

Istruzioni per l'uso  
90112-2 0421094 Rev0 PDF

**Uso previsto:**

Per facilitare la rimozione del tartaro e delle macchie da protesi totali o parziali, apparecchi di contenzione e notturni.

**Descrizione del dispositivo:**

Premier® Pro Clean™ è formulato per la pulizia domestica o in ambulatorio del tartaro e delle macchie da protesi totali, ponti e apparecchi ortodontici.

**Controindicazioni:**

Non utilizzare Pro Clean™ nelle seguenti condizioni:

- Sensibilità gengivale o ferite aperte

**PRECAUZIONI:**

- Risciacquare abbondantemente le protesi totali o parziali, gli apparecchi di contenzione e notturni dopo averli immersi in Pro Clean.
- Confezioni di unità monouso.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Conservare sempre il prodotto nell'imballaggio protettivo originale.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.
- Contiene acido solfammino, che può causare irritazione agli occhi e cutanea.

**AVVERTENZE:**

- Se non risciacquato completamente, può causare irritazione.
- In caso di esposizione, rimuovere le lenti a contatto.
- **OCCHI:** sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.
- **CUTE:** sciacquare abbondantemente con acqua.
- **INGESTIONE:** bere molta acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

**Eventi avversi:**

- Può essere nocivo se ingerito.
- Può essere nocivo se inalato.
- Moderatamente irritante per occhi e cute.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

**Contenuto e preparazione:**

N. articolo	Prodotto/Dispositivo
9011102	DETERGENTE PER MACCHIE Pro Clean (SCATOLA DA 10)
9011103	DETERGENTE PER MACCHIE Pro Clean (SCATOLA SINGOLA)
9011992	CAMPIONE di Pro Clean (1 confezione)

**Materiali:**

Formula cristallina di acido solfammino, all'aroma fresco di menta.

**ISTRUZIONI PER L'USO:****In ambulatorio:**

- Aggiungere il contenuto della confezione in un sacchetto di plastica sigillabile contenente 484 ml di acqua molto calda (38-52 °C).
- Immergere il becker o la busta di plastica sigillata in un bagno a ultrasuoni per 1-5 minuti, in base all'entità delle macchie.
- Sciacquare abbondantemente con acqua corrente dopo la pulizia in modo da eliminare i residui di detergente dall'apparecchio.

**A casa:**

- Versare il contenuto di una confezione in un recipiente contenente 484 ml di acqua calda (38-52 °C).
- Lasciare in immersione l'apparecchio per almeno due (2) ore.
- Sciacquare abbondantemente con acqua corrente dopo la pulizia in modo da eliminare i residui di detergente dall'apparecchio.

Utilizzare un pacchetto per pulizia.

**Conservazione:**

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

**Periodo di conservazione:**








Il prodotto non ha un periodo di conservazione.

**Smaltimento:**

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

**Per ulteriori informazioni:**

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	UKCA