

Vac Attak™ GREEN und Vacu Blast™

Enzymatische Absaugsystemreiniger



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com · Hergestellt in den USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

IFU# 91115-2 0421096 Rev0 PDF

Vorgesehene Verwendung:

Vac Attak™ GREEN und Vacu Blast™ sind für die sichere und mit Amalgamabscheidern kompatible Verwendung als leistungsstarke enzymatische Reiniger für Absaugsysteme vorgesehen.

Produktbeschreibung:

Premier® Vac Attak™ GREEN und Vacu Blast sind leistungsstarke enzymatische Reiniger für Absaugsysteme, die in Zahnarztpraxen eingesetzt werden. Vac Attak™ GREEN ist ein pulverförmiges Produkt und Vacu Blast ist flüssig.

Kontraindikationen:

Vac Attak™ GREEN/Vacu Blast™ unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:

- Behälter oder Deckel zerbrochen oder beschädigt.
- Nicht für Instrumente aus eloxiertem Aluminium verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Fremdstoffen mischen.
- Überverdünnung vermeiden.
- Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Behälter bei Nichtbenutzung fest verschlossen halten.
- Keinen nassen Dosierlöffel in Behälter platzieren.
- Exponierte Haut und Hände nach Anwendung gründlich waschen.

WARNHINWEISE:

- Bei Exposition Kontaktlinsen herausnehmen.
- **AUGEN** – bei Exposition 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- **HAUT** – Mit reichlich Wasser spülen.
- **VERSCHLUCKEN** – Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Unerwünschte Ereignisse:

- BEI VERSCHLUCKEN –
 - »Schädlich, kann Übelkeit und Erbrechen verursachen.
 - »Kann Reizungen im Mund- und Rachenraum verursachen.
 - »Kann allergische Reaktionen verursachen.
- Kann Hautreizungen, Augenschäden und allergische Hautreaktionen verursachen.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Art.-Nr.	Produktspezifikationen	Art.-Nr.	Produktspezifikationen
9011995	Vac Attak GREEN PROBE (Einzelpackung)	9011107	Vacu Blast (12er-Karton)
9011105	Vac Attak GREEN (6er-Karton)	9011109	Vacu Blast (Einzelflasche)
8101105	Vac Attak GREEN Einzelglas	8101107	Vacu Blast Probe

Materialien:

Vac Attak GREEN – EPA-konformer, stark wirksamer Enzymreiniger mit frischem Zitrusduft.

Vacu Blast – phosphat- und chlorfreier, stark wirksamer Enzymreiniger mit Eukalyptusduft.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vac Attak™ Green	Vacu Blast™
<ol style="list-style-type: none">1. Absaugbecken oder anderen Behälter mit 32 Unzen (946 ml) warmem Leitungswasser füllen.2. Einen Messlöffel (8 g) Reinigungspulver aus dem Behälter entnehmen.3. Das Pulver in das Wasser streuen und vollständig auflösen lassen (30-45 Sekunden).4. Das System mit der Lösung spülen.5. Nach der Reinigung das System erneut mit Leitungswasser spülen.	<ol style="list-style-type: none">1. Den Deckel der Messdosiskammer lockern (NICHT ABNEHMEN).2. Von der Flaschenmitte aus drücken, bis die Flüssigkeit die 1/2-Unzen-Markierung erreicht.3. Den Deckel der Messdosiskammer abnehmen und den Inhalt in 32 Unzen (946 ml) Wasser gießen.4. Vor der Verwendung gründlich rühren.<ul style="list-style-type: none">• Von der Flaschenmitte aus drücken, bis die Flüssigkeit die 1-Unzen-Markierung erreicht.• Es wird empfohlen, 1 Unze (29,57 ml) des Produkts (Vacu Blast) mit 64 Unzen (1.892 ml) Wasser zu verdünnen.
Achtung: <ul style="list-style-type: none">• Bei der erstmaligen Verwendung können sich aufgrund der starken Reinigungswirkung von Vac Attak GREEN abgelagerte Schmutzreste lösen. Zur Aufrechterhaltung der maximalen Leistung sollte deshalb der Filter/Auffangbehälter nach der Nutzung überprüft werden.• Entfernt alle Arten von organischen Schmutzresten extrem effektiv.• Täglich eine neue Lösung verwenden.	

Lagerung:

Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit:








Vac Attak™ Green hat kein Verfallsdatum. Die Haltbarkeit Vacu Blast™ beträgt drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.

Entsorgung:

Nach der Verwendung sollte das Produkt als biogefährlicher medizinischer Abfall entsprechend den Richtlinien/Verfahren der Einrichtung oder Institution entsorgt werden.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Hersteller
	Chargennummer
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	Kühl und trocken lagern
	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
	Medizinprodukt
	UKCA