



CA-FR

MODE D'EMPLOI

# Vac Attak™

Nettoyant haute performance pour système d'évacuation



**premier**® Inspired solutions  
for daily dentistry®



Fabricant :

Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive,  
Plymouth Meeting, PA 19462 É.-U.  
888 670-6100 • 610 239-6000

premierdentalco.com • Fabriqué aux États-Unis



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

IFU# 90119-2 0421095 Rev5 PDF

### Utilisation prévue :

VacAttak est conçu en tant que nettoyant chloré haute performance pour système d'évacuation, non moussant, non corrosif pour les métaux et sécuritaire pour une utilisation avec toutes les pompes.

### Description du produit :

Premier® VacAttak™ est un nettoyant chloré haute performance pour système d'évacuation utilisés dans les cabinets dentaires. VacAttak™ est offert en forme de poudre.

### Contre-indications :

Ne pas utiliser VacAttak™ lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- Si le contenant ou le capuchon est brisé ou endommagé.
- Ne doit pas être utilisé avec des instruments en aluminium anodisé.

### PRÉCAUTIONS :

- Ne pas mélanger le produit avec d'autres détergents ou contaminants.
- Éviter une dilution excessive.
- Conserver le produit dans son contenant original.
- Garder les contenants hermétiquement fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas placer une cuillère humide dans le contenant.
- Laver la peau exposée et les mains soigneusement après la manipulation.

### AVERTISSEMENTS :

- Enlever les lentilles de contact en cas d'exposition.
- YEUX – Rincer à grande eau pendant 15 minutes en cas d'exposition. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- PEAU – Rincer à grande eau.
- INGESTION – Boire beaucoup d'eau. Consulter rapidement un médecin.

### Effets indésirables :

- EN CAS D'INGESTION :
    - » Nocif, peut provoquer des nausées et des vomissements.
    - » Peut être irritant pour la bouche et la gorge.
    - » Peut provoquer des réactions de type allergique.
  - Peut causer une irritation de la peau, des lésions oculaires et des réactions allergiques de la peau.
- Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le produit a été utilisé.

### Contenu et mise en place :

N° d'article	Spécifications du produit
9011998	VacAttak, emballage de 10
9011101	VacAttak (CAISSE DE 6)
8101111	VacAttak, pot unique
9011999	VacAttak, ÉCHANTILLON (1 emballage)
9011912	VacAttak, échantillon INTL avec carte schématique

### Contenu :

VacAttak – Puissante formule chlorée organiquement, possède une odeur de citron fraîche.

### MODE D'EMPLOI :

- Remplir l'évier d'évacuation ou un autre contenant avec 946 ml (32 oz liq.) d'eau tiède du robinet.
- Prendre une cuillerée (8 g) de poudre nettoyante du contenant.
- Répandre la poudre dans l'eau et laisser s'écouler 30 à 45 secondes pour une dissolution complète.
- Rincer le système avec la solution.
- Rincer à nouveau le système avec l'eau du robinet après le nettoyage.

### Attention :

Après la première utilisation, la puissante action nettoyante de Vac Attak peut laisser des débris accumulés que l'on doit décoller. Veiller à nettoyer le filtre/conduit après utilisation pour une efficacité maximale.

- Hautement efficace pour déloger tous les types de débris organiques.
- Changer la solution quotidiennement.

### Entreposage :

Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

### Durée de conservation :

Le produit n'a pas de durée de conservation.

### Élimination :

Après l'utilisation, éliminer la solution en tant que déchet médical biologiquement dangereux, conformément aux lignes directrices ou aux procédures des installations ou de l'institution.

### Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.

Symboles	Signification du symbole
	Fabricant
	Numéro de lot
	Avertissement, voir le mode d'emploi
	Conserver le produit dans un endroit frais et sec
	Éviter les rayons directs du soleil
	Produit à usage médical
	UKCA