



# Vac Attak™

Sistema detergente per evacuazione ad elevate prestazioni



**premier** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Produttore:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.  
888-670-6100 • 610-239-6000  
premierdentalco.com • Fabbricato negli USA



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

Istruzioni per l'uso  
90119-2 0421095 Rev5 PDF

**Uso previsto:**

Vac Attak è un detergente clorurato per sistema di evacuazione ad alte prestazioni, non schiumogeno, non corrosivo per i metalli e sicuro per l'uso su tutte le pompe.

**Descrizione del dispositivo:**

Premier® Vac Attak™ è un detergente clorurato per sistema di evacuazione ad alte prestazioni utilizzato nelle pratiche dentali. Vac Attak™ è disponibile sotto forma di polvere.

**Controindicazioni:**

Non utilizzare Vac Attak™ nelle seguenti condizioni:

- Se il contenitore o il tappo è rotto/danneggiato.
- Non utilizzare su strumenti in alluminio anodizzato.

**PRECAUZIONI:**

- Non miscelare con altri detergenti e contaminanti.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Conservare il prodotto solo nel contenitore originale.
- Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso.
- Non inserire cucchiai umidi nel contenitore.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.

**AVVERTENZE:**

- In caso di esposizione, rimuovere le lenti a contatto.
- **OCCHI:** sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti in caso di esposizione. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.
- **CUTE:** sciacquare abbondantemente con acqua.
- **INGESTIONE:** bere molta acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

**Eventi avversi:**

- IN CASO DI INGESTIONE:
  - » Nocivo, può causare nausea e vomito.
  - » Può essere irritante per bocca e gola.
  - » Può causare reazioni di tipo allergico.
- Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

**Contenuto e preparazione:**

N. articolo	Specifiche del prodotto
9011998	Vac Attak confezione da 10
9011101	Vac Attak (SCATOLA DA 6)
8101111	Vac Attak barattolo singolo
9011999	CAMPIONE di Vac Attak (1 confezione)
9011912	Campione di Vac Attak INTL con scheda illustrativa

**Materiali:**

Vac Attak - Potente formula clorurata organicamente, all'aroma fresco di limone.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

- Riempire il pozzetto di evacuazione o un altro contenitore con 946 ml di acqua di rubinetto calda.
- Prelevare dal contenitore un cucchiaino (8 g) di detergente in polvere.
- Spargere la polvere sull'acqua, lasciando che si sciogla completamente (30-45 secondi).
- Sciacquare il sistema con la soluzione.
- Una volta pulito, sciacquare nuovamente il sistema con acqua corrente.

**Attenzione:**

La prima volta che viene utilizzato, grazie alla sua efficace azione detergente, Vac Attak potrebbe determinare il distacco di detriti accumulati nel tempo. Per garantire la massima efficienza, controllare il filtro/la trappola dopo l'uso.

- Ideale per rimuovere tutti i tipi di residui organici.
- Utilizzare ogni giorno una nuova soluzione.

**Conservazione:**

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

**Periodo di conservazione:**








Il prodotto non ha un periodo di conservazione.

**Smaltimento:**

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

**Per ulteriori informazioni:**

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	UKCA