



NexTemp® Temporary Cement

Non-Eugenol, Resin Based Temporary Cement containing Fluoride, Chlorhexidine and Potassium Nitrate.

Indications for Use:
Premier® NexTemp® Temporary Cement is recommended for the cementation of temporary crowns, bridges, inlays and onlays.

Contraindications:
Premier® NexTemp® Temporary Cement is not intended as a temporary filling material nor is it to be used for pulp capping. Do not use on patients with known sensitivity or allergy to resins. Wash exposed area completely to remove material. If an allergic reaction is observed, consult a physician immediately and discontinue use with this patient.

Note:
• Disposable tips are designed for single patient use only.
• Use a protective plastic sheath barrier on the syringe in order to mitigate potential cross-contamination between patients.

Directions for Use:
1. Complete tooth preparation and fabrication of the temporary restoration before extruding the mixed cement.
2. Dry and isolate the prepared tooth. Be careful not to desiccate or over-dry the preparation.
3. Remove cap from double barrel automix syringe and set aside. Extrude a very small portion of the unmixed material to insure unobstructed flow from both the base and catalyst components of the respective barrels.
4. Attach automix dispensing tip and lock in place with a quarter turn.
5. Extrude a thin layer of the automixed cement on to the cleaned, inside surface of the temporary restoration. You have approximately 45 seconds of working time after extruding the mixed cement.
6. Firmly seat the temporary restoration in place. Initial gel-set occurs within 2 to 2.5 minutes after seating. Cleaning of excess cement should be initiated immediately after this gel-set phase.
7. Final cement set occurs between 4 and 5 minutes after seating of the temporary restoration. Final set time is determined intraorally. Ambient set times vary and are not representative of clinical conditions.
8. Remove used mixing tip from double barrel automix syringe and replace with original cap. If cap is misplaced, the used tip can be left in place until the next use.

Optional Hand-Mixing Directions:
1. Complete tooth preparation and fabrication of the temporary restoration before extruding the mixed cement.
2. Dry and isolate the prepared tooth. Be careful not to desiccate or over-dry the preparation.
3. Remove cap from double barrel automix syringe and set aside. Extrude a very small portion of the unmixed material to insure unobstructed flow from both the base and catalyst components of the respective barrels.
4. Place dispensing end of dual barrel syringe onto clean glass slab or clean mixing pad. Extrude the appropriate amount of base and catalyst onto the selected mixing surface. Be sure to avoid cross contaminating the openings of the respective base and catalyst barrels. Recap syringe with original closure.
5. Using a clean spatula or mixing stick, mix the two components into a homogenous paste.
6. Using the mixing stick or brush, apply a thin layer of the mixed cement on to the cleaned, inside surface of the temporary restoration. You have approximately 45 seconds of working time from start of mix.
7. Firmly seat the temporary restoration in place. Initial gel-set occurs within 2 to 2.5 minutes after seating. Cleaning of excess cement should be initiated immediately after this gel-set phase.
8. Final cement set occurs between 4 and 5 minutes after seating of the temporary restoration. Final set time is determined intraorally. Ambient set times vary and are not representative of clinical conditions.

Precautions: Though rare, some individuals may be sensitive to this product. If an allergic reaction occurs, discontinue use, remove from patient and refer patient to a physician.

Important Application Information: Only a small bead of NexTemp around the margin is necessary to securely hold your provisional. This is especially true with highly retentive temporaries. Using less cement saves money and allows for easy retrievals!

Eugenol-containing materials could inhibit the polymerization of NexTemp®.

To obtain an SDS, visit Premier Dental® at premierdentalco.com or call 610-239-6000.

Storage: Do not store NexTemp over 75°F (24°C); refrigerate for maximum shelf-life. Allow material to warm to room temperature before use. Do not freeze.

Shelf life: 2 years when stored at room temperature 75°F (24°C)

Ordering Information:

REF 3001471 Standard - 1 Automix Dual-Barrel Syringe (5ml), 10 Mix Tips

REF 3001470 Bulk - 4 Automix Dual-Barrel Syringes (5ml each)

REF 3001451 Mix Tips - 25 Automix Dual-Barrel Syringe Mix Tips

FR **Ciment Temporaire NexTemp®**

Le ciment temporaire NexTemp de Premier est un ciment temporaire à base de résine sans eugenol contenant du fluorure, de la chlorhexidine et du nitrate de potassium.

Indications d'emploi:

Le ciment temporaire NexTemp® de Premier® est recommandé pour la cimentation des couronnes temporaires, des ponts, des incrustations et des onlays.

Contre-indications:

Le ciment temporaire NexTemp de Premier n'est pas un matériau d'obturation temporaire et n'est pas conçu pour être utilisé pour le coiffage pulinaire. N'utilisez pas sur des patients qui ont une sensibilité connue ou une allergie aux résines. Pour retirer les résidus, lavez toute la région affectée à l'eau. Si une réaction allergique est remarquée, arrêtez immédiatement le traitement et consultez un médecin.

Remarque:

- Les embouts jetables sont conçus pour être utilisés sur un patient seulement.
- Couvrez la seringue avec un manchon de protection en plastique afin de réduire le risque de contamination croisée entre les patients.

Mode d'emploi :

- Compléter la préparation de la dent et la fabrication de la restauration temporaire avant d'extruder le ciment mélangé.
- Assécher et isoler la dent préparée. Faire attention de ne pas déshydrater ou de trop assécher la préparation.
- Retirer le capuchon de la seringue d'automélangé à double cylindre et mettre de côté. Extruder une très petite quantité de matériau non mélangé afin d'assurer un débit régulier des composants de base et de catalyseur des cylindres respectifs.
- Attacher la pointe de distribution d'automélangé et bloquer en place en effectuant un quart de tour.
- Extruder une fine couche de ciment automélangé sur la surface interne nettoyée de la restauration temporaire. Vous avez environ 45 secondes de temps de travail après l'extrusion du ciment mélangé.
- Fixer fermement la restauration temporaire en place. La prise du gel initiale s'effectue dans les 2 à 2.5 minutes après avoir mis la restauration en place. Le nettoyage du ciment excédentaire doit débuter immédiatement après cette phase de prise du gel.
- La prise finale du ciment se produit de 4 à 5 minutes après l'assise de la restauration temporaire. La durée de prise finale est déterminée au niveau intra-oral. Les délais de prise ambients varient et ils ne sont pas représentatifs des conditions cliniques.
- Retirer la pointe de mélange utilisée de la seringue d'automélangé à double cylindre et remplacer le capuchon original. Si l'on a égaré le capuchon, la pointe utilisée peut être laissée en place jusqu'à la prochaine utilisation.

Mode d'emploi pour le mélange manuel en option :

- Compléter la préparation de la dent et la fabrication de la restauration temporaire avant d'extruder le ciment mélangé.
- Assécher et isoler la dent préparée. Faire attention de ne pas déshydrater ou de trop assécher la préparation.
- Retirer le capuchon de la seringue d'automélangé à double cylindre et mettre de côté. Extruder une très petite quantité de matériau non mélangé afin d'assurer un débit régulier des composants de base et de catalyseur des cylindres respectifs.
- Placer l'extrême du distributeur de la seringue à double cylindre sur une plaque de verre propre ou un bloc de papier pour mélanges propres. Extruder la quantité appropriée de base et de catalyseur sur la surface de mélange choisie. S'assurer d'éviter la contamination croisée des ouvertures des cylindres de base et de catalyseur. Remettre le capuchon de fermeture original sur la seringue.
- Utiliser une spatule propre ou un bâtonnet à mélanger pour mélanger les deux composants jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Utiliser un bâtonnet à mélanger ou une brosse pour appliquer une fine couche de ciment mélangé sur la surface interne nettoyée de la restauration temporaire. Vous avez environ 45 secondes de temps de travail à partir du début du mélange.
- Fixer fermement la restauration temporaire en place. La prise du gel initiale s'effectue dans les 2 à 2.5 minutes après avoir mis la restauration en place. Le nettoyage du ciment excédentaire doit débuter immédiatement après cette phase de prise du gel.

Precautions: Though rare, some individuals may be sensitive to this product. If an allergic reaction occurs, discontinue use, remove from patient and refer patient to a physician.

Information importante concernant l'application: Seule une petite goutte de NexTemp autour de la marge est nécessaire pour tenir solidement votre provisoire. Ceci est spécialement vrai avec les temporeuses à haute rétention. Le fait d'utiliser moins de ciment vous permet d'économiser de l'argent et facilite le retrait.

Les produits contenant de l'eugenol pourraient empêcher la polymérisation de NexTemp®.

Pour obtenir une fiche santé-sécurité, visitez Premier Dental® à l'adresse suivante : premierdentalco.com ou composez le 610-239-6000.

Stockage : N'entreposez pas NexTemp à plus de 24 °C. Réfrigérez pour prolonger la durée d'entreposage. Laissez le matériel atteindre la température de la pièce avant de l'utiliser. Ne mettez pas au congélateur.

Durée d'entreposage : 2 ans lorsque le produit est entreposé à température ambiante de 24 °C.

Information concernant les commandes :

REF 3001471 Standard - 1 seringue à mélange automatique de 5 ml, 10 buses

REF 3001470 Vrac - 4 seringues à mélange automatique de 5 ml

REF 3001451 Buses de seringue - 25 buses de seringue à mélange automatique

ES **Cemento Temporal NexTemp®**

El cemento temporal Premier® NexTemp® es un cemento de resina temporal sin eugenol que contiene fluor, clorhexidina y nitrato de potasio.

Instrucciones de uso:

Se recomienda el cemento temporal Premier® NexTemp® para cementar inlays, onlays, puentes y coronas temporales.

Contraindicaciones:

El cemento temporal Premier® NexTemp no se debe usar como relleno temporal de caries ni protector pulpar. No use este producto en pacientes con sensibilidad o alergia conocidas a las resinas. Lave el área expuesta en su totalidad para eliminar el material. Si observa una reacción alérgica, consulte a un médico inmediatamente e interrumpa el uso en este paciente.

Nota:

- Las puntas desecharables están diseñadas para usarse en un único paciente.
- Utilice un capuchón protector de plástico en la jeringuilla con el fin de amortiguar la posible contaminación cruzada entre pacientes.

Mode d'emploi :

- Completa la preparación de la dent y la fabricación de la restauración temporal antes de aplicar el cemento mezclado.
- Seca y aíslala la dent preparada. Asegúrese de no resecar ni secar demasiado la preparación.
- Saque la tapa del doble cartucho de la jeringa de automezclado y póngala a un lado. Presione una cantidad muy pequeña del material no mezclado para obtener un flujo pleno de la base y el catalizador a través de sus respectivos cartuchos.
- Coloque la punta mezcladora en la jeringa y déle un cuarto de vuelta para fijarla en posición.
- Aplique una pequeña capa de cemento mezclado en la superficie interior limpia de la restauración temporal. El cemento mezclado se puede moldear durante 45 segundos después de que ha salido de la jeringa.
- Coloque la restauración temporal firmemente en posición. El gel se comienza a endurecer unos 2 a 2.5 minutos después de asentarse. El exceso de gel se debe comenzar a limpiar inmediatamente después de esta fase de asentamiento.
- La fijación final del cemento ocurre entre 4 y 5 minutos después del asentamiento de la restauración temporal. El tiempo final de fijación se determina intraoralmente. Los tiempos de fijación a temperatura ambiente varían y no son representativos de ninguna condición clínica.
- Retire la punta mezcladora usada del cartucho de la jeringa y vuelve a colocar la tapa original. Si no encuentra la tapa, puede dejar puesta la punta usada hasta que vuelva a usar nuevamente la jeringa.

Instrucciones para mezclado a mano opcional:

- Completa la preparación de la dent y la fabricación de la restauración temporal antes de aplicar el cemento mezclado.
- Seca y aíslala la dent preparada. Asegúrese de no resecar ni secar demasiado la preparación.
- Saque la tapa del doble cartucho de la jeringa automezcladora y póngala a un lado. Presione una cantidad muy pequeña del material no mezclado para obtener un flujo pleno de la base y el catalizador a través de sus respectivos cartuchos.
- Ponga la punta de la jeringa sobre una hoja de vidrio o una superficie de mezclado limpia. Presione una cantidad apropiada de la base y el catalizador sobre la superficie de mezclado. Asegúrese de no contaminar las salidas de cada cartucho con el material del otro cartucho. Vuelva a tapar la jeringa con su tapa original.
- Mezcle ambos componentes con una espátula limpia o una varilla de mezclado hasta formar una pasta homogénea.
- Utilice la varilla de mezclado o un cepillo para aplicar una pequeña capa de cemento mezclado en la superficie interior limpia de la restauración temporal. El cemento mezclado se puede moldear durante 45 segundos después de que se ha comenzado a mezclar.
- Coloque la restauración temporal firmemente en posición. El gel se comienza a endurecer unos 2 a 2.5 minutos después de asentarse. El exceso de gel se debe comenzar a limpiar inmediatamente después de esta fase de asentamiento.
- Fixer la restauración temporal en place. La prise du gel initial s'effectue dans les 2 à 2.5 minutes après avoir mis la restauration en place. Le nettoyage du ciment excédentaire doit débuter immédiatement après cette phase de prise du gel.

Precauciones: A pesar de ser muy inusual, algunas personas podrían ser sensibles a este producto. Si llega a ocurrir una reacción alérgica, descontinúe su uso, retirelo del paciente y refírelo a un médico.

Información importante sobre la aplicación del producto: Basta con colocar una pequeña reborde de NexTemp alrededor del margen para fijar su provisional. Esto aplica principalmente a temporales de alta retención. ¡El utilizar menos pegamento ahora dinero y permite recuperar más fácilmente!

Los materiales que contienen eugenol podrían inhibir la polimerización del NexTemp®.

Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad del Material (Safety Data Sheet, SDS), visite Premier Dental® en premierdentalco.com o llame al 610-239-6000.

Almacenamiento: No almaceñe el NexTemp a más de 75°F (24°C). Refrigérelo para obtener la máxima vida útil. Deje que el material alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. No lo congele.

Vida útil: 2 años si se almacena a una temperatura ambiente de 75°F (24°C)

Información para pedido:

REF 3001471 Standard - 1 jeringa de automezclado de 5 ml, 10 puntas mezcladoras

REF 3001470 Vrac - 4 jeringas de automezclado de 5 ml

REF 3001451 Mix Tips - 25 puntas mezcladoras para jeringas de automezclado

DE **NexTemp® Temporärer Zement**

Premier® NexTemp® Temporärer Zement ist ein eugenolfreier temporärer Resinzement, der Fluorid, Chlorhexidin und Kaliumnitrat enthält.

Indikation:

Premier® NexTemp® Temporärer Zement ist zur Zementierung provisorischer Kronen, Brücken, Inlays und Überkappen empfohlen.

Kontraindikation:

Premier® NexTemp® Temporärer Zement ist nicht als provisorisches Füllmaterial oder Pulpaüberkapping zu verwenden. Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität oder Allergie gegenüber Harzen verwenden. Den frei gelegten Bereich vollständig auswaschen, um alles Restmaterial zu beseitigen. Bei Feststellung einer allergischen Reaktion sofort einen Arzt hinzuziehen und das Produkt bei diesem Patienten nicht mehr einsetzen.

Hinweis:

- Die Einwegspitzen dürfen nur für einen Patienten verwendet werden.
- Utilize un capuchón protector de plástico en la jeringuilla con el fin de amortiguar la posible contaminación cruzada entre pacientes.

Instrucciones de uso:

- Completa la preparación de la dent y la fabricación de la restauración temporal antes de aplicar el cemento mezclado.
- Seca y aíslala la dent preparada. Asegúrese de no resecar ni secar demasiado la preparación.
- Saque la tapa del doble cartucho de la jeringa de automezclado y póngala a un lado. Presione una cantidad muy pequeña del material no mezclado para obtener un flujo pleno de la base y el catalizador a través de sus respectivos cartuchos.
- Coloque la punta mezcladora en la jeringa y déle un cuarto de vuelta para fijarla en posición.
- Aplique una pequeña capa de cemento mezclado en la superficie interior limpia de la restauración temporal. El cemento mezclado se puede moldear durante 45 segundos después de que ha salido de la jeringa.
- Coloque la restauración temporal firmemente en posición. El gel se comienza a endurecer unos 2 a 2.5 minutos después de asentarse. El exceso de gel se debe comenzar a limpiar inmediatamente después de esta fase de asentamiento.
- La fijación final del cemento ocurre entre 4 y 5 minutos después del asentamiento de la restauración temporal. El tiempo final de fijación se determina intraoralmente. Los tiempos de fijación a temperatura ambiente varían y no son representativos de ninguna condición clínica.
- Retire la punta mezcladora usada del cartucho de la jeringa y vuelve a colocar la tapa original. Si no encuentra la tapa, puede dejar puesta la punta usada hasta que vuelva a usar nuevamente la jeringa.

Instrucciones para mezclar a mano opcional:

- Zahnvorbereitung und provisorischen Ersatz vor dem Ausdrücken des gemischten Zements fertig stellen.
- Den vorbereiteten Zahn trocknen und isolieren. Darauf achten, dass die Präparation nicht austrocknen oder zu sehr trocken.
- Die Kappe von der Doppelkolben-Automixspritze abnehmen und beiseite legen. Eine geringe Menge des ungemischten Materials ausdrücken, um sicherzugehen, dass die Basis- und Katalysatorkomponenten ungehindert aus den jeweiligen Kolben fließen.
- Die Automix-Spenderspitze aufstecken und mit einer Vierteldrehung einsetzen lassen.
- Eine dünne Schicht des automatisch gemischten Zements auf die gereinigte Innenfläche des provisorischen Ersatzes aufbringen. Nach Ausdrücken

NexTemp® Geçici Dolgu Maddesi

Premier® NexTemp® Geçici Dolgu Maddesi, Florür, Klorheksidin ve Potasyum Nitrat içeren, Öjencl olmayan, Reçine Bazlı bir Geçici Dolgu Maddesidir.

Kullanım Endikasyonları:
Premier® NexTemp® Geçici Dolgu Maddesi, geçici kronların, köprülerin, iç ve dış dolguların sabitlemesi için önerilir.

Kontraendikasyonlar:
Premier® NexTemp® Geçici Dolgu Maddesi geçici doldurma malzemesi ya da pulp kaplaması olarak kullanılmamaz. Reçinelerle karşı bilinen duyarlılığı veya alerjisi olan hastalarda kullanılmayın. Malzemeyi çıkarmak için uygulama alanını iyice yıkayın. Bir alerjik reaksiyon gözlemlenirse, derhal bir hekime başvurun ve bu hasta ile yapılan uygulamayı durdurun.

Not:
• Tek kullanımlık uclar sadice tek hasta kulanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Hastalar arasında çapraz bulaşma olasılığını azaltmak amacıyla şırıngı üzerinde koruyucu bir plastik kılıf barındırılarak kullanılabilir.

Kullanım Talimatları:

1. Karış dolgu malzemesini sıkar çıksamadan önce dış preparatını ve geçici restorasyonun imalını tamamlayın.

2. Dış preparatını kurutun ve yaltıń. Präparati fazla kurutmamaya dikkat edin.

3. Çift hazneli otomiks şırıngasının kapağını çıkarıp kenara koyn. Her bir haznedeki baz ve katalizör bilesenlerinin engelsiz olarak akmasını sağlamak için karışmamış malzemelerden az bir miktarı ayrı ayrı sıkar çıkarın.

4. Otomiks çıkışma ucunu takın ve şreyek tur döndürerek kilitleyin.

5. Otomatik olarak karıştırılmış dolgu maddesinden önce bir tabakayı, geçici restorasyonun temizlennmesi için yüzeyine sıkar. Karıştırılmış dolgu maddesini sıktıktan sonra çalışmak için yaklaşık 45 saniyeden vardır.

6. Geçici restorasyonu yerine sıkıcı orturtun. Yerlestirmeden sonraki 2-5 dakika içinde ilk peltelleşme gerçekleşse. Bu peltelleşme evresinden hemen sonra fazla dolgu maddesinin temizlenmesine başlanmalıdır.

7. Dolgu maddesinin nihai oturması, geçici restorasyondan sonra 4-5 dakika içinde gerçekleşse. Nihai oturma süresi ağız içinde belirlenir. Ara oturma süreleri değerlendirirken klinik koşulları göstermez.

8. Kullanılmış karıştırma ucunu çift hazneli otomiks şırıngadan çıkarın ve orijinal kapağı takın. Kapak bulunuşmaması kullanılmış su, sonraki kullanıma dek yerinde kalabılır.

İsteğe Baǵlı Elle Karırtırma Talimatları:

1. Karış dolgu malzemesini sıkar çıksamadan önce dış preparatını ve geçici restorasyonun imalını tamamlayın.

2. Dış preparatını kurutun ve yaltıń. Präparati fazla kurutmamaya dikkat edin.

3. Çift hazneli otomiks şırıngasının kapağını çıkarıp kenara koyn. Her bir haznedeki baz ve katalizör bilesenlerinin engelsiz olarak akmasını sağlamak için karışmamış malzemelerden az bir miktarı ayrı ayrı sıkar çıkarın.

4. Çift hazneli şırınganın çıkışma ucunu temiz bir cam parçası veya temiz karıştırma pedinin üzerine yerleştirin. Uygun miktarla baz ve katalizör seçilen karıştırma yüzeyine sıkar. Baz ve katalizörün kendi hazneleriin açıklıklarından diğerine bulasmamasını sağladığınızdan emin olun. Şırıngayı orijinal kapağıyla kapatın.

5. Temiz bir spuatla veya karıştırma çubuğu kullanarak, iki bileyeni homojen bir macun oluşturacak biçimde karıştırın.

6. Karıştırma çubuğu veya fırça kullanarak, karıştırılmış dolgu maddesinden önce bir tabakayı geçici restorasyonun temizlenmiş iç yüzeyine sıkar. Karıştırma işleminin başından itibaren çalışmaya başlayın 45 saniyeden vardır.

7. Geçici restorasyonu yerine sıkıcı orturtun. Yerlestirmeden sonraki 2-5 dakika içinde ilk peltelleşme gerçekleşse. Bu peltelleşme evresinden hemen sonra fazla dolgu maddesinin temizlenmesine başlanmalıdır.

8. Dolgu maddesinin nihai oturması, geçici restorasyondan sonra 4-5 dakika içinde gerçekleşse. Nihai oturma süresi ağız içinde belirlenir. Ara oturma süreleri değerlendirirken klinik koşulları göstermez.

Uyarılar: Ender görülmekle birlikte, bazı bileyeler bu ürünlerin duyarlı olabilir. Alerjik reaksiyon gerçekleştirilecekte kullanımları durdurun, hastanın ağızından çıkarın ve hastayı bir hekime gönderin.

Önemli Uygulama Bilgileri: Geçici dolguya sikilaştırmak için çevresine yalnızca küçük bir top NexTemp gereklidir. Bu özellikle sikilaştırmayı yüksek geçici dolgular için önerilir. Az miktarda dolgu maddesi kullanmak hem tasarruf sağlar hem de dolgunun kolay sıkılmasına olanak verir!

Öjenol içeren malzemeler, NexTemp® polimerizasyonunu inhibe edebilir.

Bir SDS (Malzeme Güvenliği Veri Tablosu) edinmek için, premierdentalco.com adresinden Premier Dental®'i ziyaret edin veya 610-239-6000 numaralı hattı arayın.

Saklama: NexTemp'i 24°C (75°F) üzerinde saklamayı: Maksimum raf ömrü için soğutun. Kullanmadan önce malzemenin oda sıcaklığında gelmesine izin verin. Dondurmayın.

Raf ömrü: 24°C (75°F) oda sıcaklığında saklanması halinde 2 yıl.

Sipariş Bilgileri:

REF 3001471 Standart - 1 adet 5ml Kendinden Karışılımı Şırıngı, 10 adet Karıştırma Ucu

REF 3001470 Büyük - 4 adet 5ml Kendinden Karışılımı Şırıngı

REF 3001451 Şırıngı Uçları - 25 adet Kendinden Karışılımı Şırıngı Ucu

Cement do tymczasowego osadzania prac protetycznych NexTemp®

Cement do tymczasowego osadzania prac protetycznych Premier® NexTemp®, niezawierający eugenolu, wzmacniający żywicą z fluorem, z zawartością chlorheksydynu i azotanu potasu.

Zastosowanie:

Cement do tymczasowego osadzania prac protetycznych Premier® NexTemp® zalecaný jest do cementowania tymczasowych koron, mostów, wkładów i nakładek.

Przeciwwskazania:

Cement do tymczasowego osadzania prac protetycznych Premier® NexTemp® nie należy stosować jako materiał do wypełnienia tymczasowych ani do pokrycia miazgi.

Uwaga:

• Jednorazowe końcówki są przeznaczone do przeprowadzenia zabiegu tylko u jednego pacjenta.
• Korzystać z oslonki z tworzywa sztucznego na strzykawce w celu stworzenia bariery ograniczającej możliwość przeniesienia zanieczyszczeń pomiędzy pacjentami.

Sposób użycia:

1. Zakończyć przygotowywanie zęba oraz tymczasowej protezy przed przystąpieniem do wyciskania mieszanki cementu.

2. Osuszaj i odizolowaj opracowany ząb. Należy uważać, aby nadmiernie nie wysuszyć preparatu.

3. Zdjąć nasadkę dwukomorowej strzykawki samomiesiącej, po czym odłożyć ją na bok. Wycisnąć bardzo niewielką porcję niezmiennego materiału, aby zapewnić niezakłócony wypływ materiału podstawowego z odpowiednim komór strzykawki.

4. Dołączyc końcówkę miesiączącą w odpowiednio zablokowaną ją, przekraczając o ok. 1 cm.

5. Wycisnąć cienką warstwę zmieszanego cementu na oczyszczoną, wewnętrzna powierzchnię protezy tymczasowej. Po wycisnięciu mieszanki cementu mamy około 45 sekund na jej rozprzestrzenienie.

6. Mocno osadzić tymczasową protezę na miejscu. Wstępne utwardzenie żelowe następuje w czasie od 2 do 2,5 minut od momentu osadzenia. Zbieranie nadmiaru cementu należy rozpoczęć natychmiast po wystąpieniu fazy utwardzenia żelowego.

7. Ostateczne utwardzenie cementu następuje w czasie od 4 do 5 minut od osadzenia protezy tymczasowej. Ostateczny czas utwardzenia ustala się po nałożeniu w jame ustnej. Czas utwardzania w temperaturze otoczenia mogą się różnić i nie stanowią odzwierciedlenia warunków klinicznych.

8. Zdjąć wykorzystaną końcówkę miesiączącą z dwukomorowej strzykawki samomiesiącej i zastąpić ją oryginalną nasadką. W przypadku zgubienia nasadki do czasu ponownego użycia można pozostawić na strzykawce wykorzystaną końcówkę.

9. Retningslinjer for håndblanding, valgfri:

1. Fuldfør klargøring af tanden og fremstilling af den temporære rekonstruktion inden ekstrudering af den blandede cement.

2. Tør og isolér den klargjorte tand. Vær forsiktig med ikke at udtrør eller over-tørre præparationen.

3. Fjern hætten fra automix sprojet med dobbelt-cylinder og læg den til side. Ekstruder en meget lille portion af det ublandede materiale for at sikre fri flot af både base- og katalysatorkomponenterne fra de respektive cylindre.

4. Påsæt automix dispenserinspidsen og lås den på plads med en kvart omdrejning.

5. Ekstruder et tynd lag af den autamatisk blandede cement på den rengjorte, indre overflade af den temporære rekonstruktion. Du har cirka 45 sekunder at arbejde i efter ekstrudering af den blandede cement.

6. Sæt den temporære rekonstruktion fast på plads. Indledende gelstørkning finder sted inden for 2 til 2,5 minutter efter anbringelse. Rengøring for overskydende cement bør indledes umiddelbart efter denne gelstørkningsfase.

7. Endelig styrkning af cementen finder sted mellem 4 og 5 minutter efter anbringelse af den temporære rekonstruktion. Endelig styrkningstid bestemmes intraoral. Omgivelsesbestemte styrkningstider varierer og er ikke representative for kliniske tilstande.

8. Fjern den brugte blandingsspids fra automix sprojet med dobbelt-cylinder og udskift den med den oprindelige hætte. Hvis hætten er bortkommet, kan den brugte spids efterlades på plads, indtil næste anvendelse.

9. Dåbning og vask af strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

10. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

11. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

12. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

13. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

14. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

15. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

16. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

17. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

18. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

19. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

20. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

21. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

22. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

23. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

24. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

25. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

26. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

27. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

28. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

29. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

30. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

31. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

32. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

33. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

34. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

35. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

36. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

37. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

38. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

39. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

40. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

41. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

42. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

43. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

44. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

45. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

46. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

47. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

48. Wycisnąć mieszankę cementu z strzykawki samomiesiącej i zatopioną wodą.

49. Wycisnąć