

Premier® Implant Cement™ Plus

Non-Eugenol, Temporary Resin Cement
for Implant Retained Crowns



Directions For Use

FR Mode d'emploi	FI Käyttöohjeet	NL Gebruiksaanwijzing
ES Indicaciones de uso	GR Οδηγίες χρήσης	KR 사용 설명서
DE Gebrauchsanweisung	HU Használati útmutató	NO Retningslinjer for bruk
IT Istruzioni per l'uso	LT Naudojimo nurodymai	DK Brugsanvisning
TR Kullanım Talimatları	PL Sposób użycia	RU Инструкции по применению
CZ Pokyny k použití	SE Bruksanvisning	

US / UK

Premier® Implant Cement™ Plus

Non-Eugenol, Temporary Resin Cement

for Implant Retained Crowns

Indications for Use:

Premier® Implant Cement Plus is a non-eugenol temporary cement for luting implant-retained crowns.

Note:

Premier Implant Cement Plus is suitable for temporary cementation of provisional restorations where long-term or increased retention is desired.

Chemical-Physical Properties:

Working time: at least 1.50 minutes at room temperature

Gel phase: 2 to 2.50 minutes at 98.6° F (37° C)

Final set: 4 to 5 minutes at 98.6° F (37° C) from start of mix.

Precautions:

1. When using Premier Implant Cement Plus as provisional cement for a temporary crown over a freshly placed composite resin core, Premier recommends lightly lubricating the core material, avoiding the restoration margins, with a thin-film of water-based lubricant to prevent sticking. This step is not absolutely indicated, but certain brands of composite core may have unpolymered regions for several hours after curing, which could cause adhesion to Premier Implant Cement Plus.

2. Eugenol-containing temporary cements could inhibit the polymerization of Premier Implant Cement Plus. No residue should remain on abutments prior to using Premier Implant Cement Plus.

3. Caution - U.S. Law restricts this device for sale by or on order of a dental professional.

4. Disposable tips are designed for single patient use only.

5. Use a protective plastic sheath barrier on the syringe in order to mitigate potential cross-contamination between patients.

Directions for Use:

1. Check fit, occlusion and proximal contacts of the restoration. Complete all finishing procedures.

2. Dry and isolate the prepared abutments. Absolute dryness is not necessary,

but obvious contamination should be avoided.

3. Bleed the syringe before installation of the automix dispensing tip. Mount a new, unused dispensing tip onto the Premier® Implant Cement Plus dual-barrel syringe and bleed the syringe again. This assures complete flow of base and catalyst components.

4a. For firm retention, only a thin layer of Premier® Implant Cement Plus should be applied to the cervical third of the crown (or up to the cervical half depending on the amount of retention desired). Dispense a small bead of Premier® Implant Cement Plus onto a microbrush. Use the microbrush to place a thin film of cement along the inside walls of the cervical third of the restoration, making sure to completely coat the margin with cement. Discard excess cement. You have at least 1.5 minutes of working time at room temperature.

4b. Note: Excess cement should be avoided. Applying too much cement can cause future retrieval of the restoration to become difficult or impossible.

5. Firmly seat the crown and either hold in place or have the patient gently close on a cotton roll until the initial set occurs in 2–2.50 minutes. The initial set is characterized by a distinct gel phase. Safely remove excess cement without scratching the implant or abutment after 2.50 minutes, but before final set. Note: Safe removal of excess cement can be achieved by using an implant friendly instrument such as a Premier® Implant Scaler.

6. Final cement set is between 4–5 minutes, depending on conditions.

Contraindications:

Do not use on patients with known sensitivity or allergy to resins. Wash exposed area completely to remove material. If an allergic reaction is observed, consult a physician immediately and discontinue use with this patient.

Storage:

Do not store Premier Implant Cement Plus over 75°F (24°C); refrigerate for maximum shelf-life. Do not freeze. Allow material to warm to room temperature before use.

Shelf life:

24 months from date of manufacture. Refrigerate for maximum shelf-life.

To obtain an SDS, visit Premier Dental at premierdentalco.com or call 610-239-6000.

3. Purge la seringue avant d'installer l'embout distributeur à mélange automatique. Montez un nouvel embout distributeur à mélange automatique sur la seringue à double barillet pour implant Premier® et purgez à nouveau la seringue. Ceci assure un écoulement complet des composants de la base et du catalyseur.

4a. Pour une fixation ferme, n'appliquez qu'une mince couche de ciment pour implant Premier® sur le tiers cervical de la couronne (ou jusqu'à la moitié cervicale si nécessaire) en utilisant une petite quantité de Premier® Implant Cement Plus sur une microbrosse. Utilisez la microbrosse pour recouvrir d'une fine pellicule de ciment la paroi intérieure du tiers cervical de la restauration, en assurant d'enduire complètement la marge de ciment. Jetez le surplus de ciment. Vous disposez d'au moins 1.5 minute de temps de travail à température ambiante.

4b. Remarque : Évitez tout surplus de ciment. L'application d'une quantité trop importante de ciment peut compliquer, voire empêcher, la récupération ultérieure de la restauration.

5. Calez fermement la couronne et tenez en place ou demandez au patient de fermer délicatement sur un tampon d'ouate jusqu'à l'durcissement initial qui survient en 2 à 2.50 minutes. Le durcissement initial se caractérise par un état de gel distinct. Enlevez de manière sûre le surplus de ciment sans rayer l'implant ou le pilier après 2.50 minutes, mais avant le durcissement final. Remarque : La température de ciment peut être élevée en toute sécurité à l'aide d'un instrument non nocif à l'implant tel qu'un Premier® Implant Scaler.

6. Le durcissement final du ciment est obtenu entre 4 et 5 minutes, suivant les conditions.

Contre-indications:

N'utilisez pas sur des patients qui ont une sensibilité connue ou une allergie aux résines. Pour retirer les résidus, lavez toute la région affectée à l'eau. Si une réaction allergique est remarquée, arrêtez immédiatement le traitement et consultez un médecin.

Entreposage:

Ne conservez pas le ciment pour implant Premier à plus de 24 °C Réfrigérez pour prolonger la durée d'entreposage. Ne mettez pas au congélateur. Laissez le matériel atteindre la température de la pièce avant de l'utiliser.

Ne conservez pas le ciment pour implant Premier à plus de 24 °C Réfrigérez pour prolonger la durée d'entreposage. Ne mettez pas au congélateur. Laissez le matériel atteindre la température de la pièce avant de l'utiliser.

4. Les embouts jetables sont conçus pour être utilisés sur un patient seulement.

5. Couvrez la seringue avec un manchon de protection en plastique afin de réduire le risque de contamination croisée entre les patients.

Mode d'emploi:

1. Vérifiez l'ajustement, l'occlusion et les contacts proximaux de la restauration. Exécutez toutes les procédures de finition.

2. Asséchez et isolez les piliers préparés. Une sécheresse absolue n'est pas nécessaire, mais il faut éviter une contamination évidente.

3. Purge la jeringue antes de instalar la punta aplicadora de mezclado automático. Coloque una nueva punta aplicadora de mezclado automático sobre la jeringa de doble embolo con cemento para implantes Premier® y purge de nuevo la jeringa. Esto garantiza el flujo completo de los componentes básicos y del catalizador.

4a. Para lograr una retención firme, solo debe aplicar una capa delgada de cemento para implantes Premier® en el tercio cervical de la corona (o hasta la mitad cervical, según la cantidad de retención deseada). Aplique una gotita de cemento para implantes Premier® sobre el microcepillo. Utilice el microcepillo para aplicar una película delgada de cemento a lo largo de la pared interior del tercio cervical de la restauración, y asegúrese de cubrir por completo el margen con cemento. Deseche el cemento restante. Cuente con un mínimo de 1.5 minutos de tiempo de trabajo a temperatura ambiente.

4b. Nota: debe evitar usar una cantidad excesiva de cemento. Si aplica demasiado cemento, es posible que la recuperación de la restauración en el futuro sea difícil o imposible.

5. Asiente la corona con firmeza y manténgala en la posición o al paciente que cierra las mandíbulas suavemente colocando una gasa de algodón hasta que se produzca la fijación inicial, es decir, entre 2 y 2.50 minutos. La fijación inicial se caracteriza por una fase de gel distinto. Elimine el exceso de cemento sin rayar el implante o el pilier después de 2.50 minutos pero siempre antes de la fijación final. Nota: La eliminación del exceso de cemento se puede realizar utilizando un instrumento específico para manipular implantes, como un raspador para implantes Premier®.

6. La fijación final del cemento tarda entre 4 y 5 minutos, dependiendo de las condiciones.

Contraindicaciones:

No utilice en pacientes con sensibilidad o alergia conocidas a las resinas. Lave la zona expuesta por completo para eliminar los restos de material. Si observa una reacción alérgica, consulte con un médico inmediatamente e interrumpa el uso en ese paciente.

Almacenamiento:

No almancene el Cemento para implantes Premier a temperaturas superiores a 24 °C. Refrigere el producto para una duración óptima. No congele. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Duración de conservación:

24 mois depuis la date de fabrication. Réfrigérez pour prolonger la durée d'entreposage.

Pour obtenir une fiche santé-sécurité, visitez Premier Dental à l'adresse suivante : premierdentalco.com ou composez le 610-239-6000.

3. Purge la jeringue antes de instalar la punta aplicadora de mezclado automático. Coloque una nueva punta aplicadora de mezclado automático sobre la jeringa de doble embolo con cemento para implantes Premier® y purge de nuevo la jeringa. Esto garantiza el flujo completo de los componentes básicos y del catalizador.

4a. Para lograr una retención firme, solo debe aplicar una capa delgada de cemento para implantes Premier® en el tercio cervical de la corona (o hasta la mitad cervical, según la cantidad de retención deseada). Aplique una gotita de cemento para implantes Premier® sobre el microcepillo. Utilice el microcepillo para aplicar una película delgada de cemento a lo largo de la pared interior del tercio cervical de la restauración, y asegúrese de cubrir por completo el margen con cemento. Deseche el cemento restante. Cuente con un mínimo de 1.5 minutos de tiempo de trabajo a temperatura ambiente.

4b. Nota: debe evitar usar una cantidad excesiva de cemento. Si aplica demasiado cemento, es posible que la recuperación de la restauración en el futuro sea difícil o imposible.

5. Asiente la corona con firmeza y manténgala en la posición o al paciente que cierra las mandíbulas suavemente colocando una gasa de algodón hasta que se produzca la fijación inicial, es decir, entre 2 y 2.50 minutos. La fijación inicial se caracteriza por una fase de gel distinto. Elimine el exceso de cemento sin rayar el implante o el pilier después de 2.50 minutos pero siempre antes de la fijación final. Nota: La eliminación del exceso de cemento se puede realizar utilizando un instrumento específico para manipular implantes, como un raspador para implantes Premier®.

6. La fijación final del cemento tarda entre 4 y 5 minutos, dependiendo de las condiciones.

Contraindicaciones:

No utilice en pacientes con sensibilidad o alergia conocidas a las resinas. Lave la zona expuesta por completo para eliminar los restos de material. Si observa una reacción alérgica, consulte con un médico inmediatamente e interrumpa el uso en ese paciente.

Almacenamiento:

No almancene el Cemento para implantes Premier a temperaturas superiores a 24 °C. Refrigere el producto para una duración óptima. No congele. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Duración de conservación:

24 meses desde la fecha de fabricación. Réfrigérez para prolongar la duración de almacenamiento.

Para obtener una fiche HDSM, visitez Premier Dental en premierdentalco.com ouappelez le 610-239-6000.

3. Purge la jeringue antes de instalar la punta aplicadora de mezclado automático. Coloque una nueva punta aplicadora de mezclado automático sobre la jeringa de doble embolo con cemento para implantes Premier® y purge de nuevo la jeringa. Esto garantiza el flujo completo de los componentes básicos y del catalizador.

4a. Para lograr una retención firme, solo debe aplicar una capa delgada de cemento para implantes Premier® en el tercio cervical de la corona (o hasta la mitad cervical, según la cantidad de retención deseada). Aplique una gotita de cemento para implantes Premier® sobre el microcepillo. Utilice el microcepillo para aplicar una película delgada de cemento a lo largo de la pared interior del tercio cervical de la restauración, y asegúrese de cubrir por completo el margen con cemento. Deseche el cemento restante. Cuente con un mínimo de 1.5 minutos de tiempo de trabajo a temperatura ambiente.

4b. Nota: debe evitar usar una cantidad excesiva de cemento. Si aplica demasiado cemento, es posible que la recuperación de la restauración en el futuro sea difícil o imposible.

5. Asiente la corona con firmeza y manténgala en la posición o al paciente que cierra las mandíbulas suavemente colocando una gasa de algodón hasta que se produzca la fijación inicial, es decir, entre 2 y 2.50 minutos. La fijación inicial se caracteriza por una fase de gel distinto. Elimine el exceso de cemento sin rayar el implante o el pilier después de 2.50 minutos pero siempre antes de la fijación final. Nota: La eliminación del exceso de cemento se puede realizar utilizando un instrumento específico para manipular implantes, como un raspador para implantes Premier®.

6. La fijación final del cemento tarda entre 4 y 5 minutos, dependiendo de las condiciones.

Contraindicaciones:

No utilice en pacientes con sensibilidad o alergia conocidas a las resinas. Lave la zona expuesta por completo para eliminar los restos de material. Si observa una reacción alérgica, consulte con un médico inmediatamente e interrumpa el uso en ese paciente.

Almacenamiento:

No almancene el Cemento para implantes Premier a temperaturas superiores a 24 °C. Refrigere el producto para una duración óptima. No congele. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Duración de conservación:

24 meses desde la fecha de fabricación. Réfrigérez para prolongar la duración de almacenamiento.

Para obtener una fiche HDSM, visitez Premier Dental en premierdentalco.com ouappelez le 610-239-6000.

3. Purge la jeringue antes de instalar la punta aplicadora de mezclado automático. Coloque una nueva punta aplicadora de mezclado automático sobre la jeringa de doble embolo con cemento para implantes Premier® y purge de nuevo la jeringa. Esto garantiza el flujo completo de los componentes básicos y del catalizador.

4a. Para lograr una retención firme, solo debe aplicar una capa delgada de cemento para implantes Premier® en el tercio cervical de la corona (o hasta la mitad cervical, según la cantidad de retención deseada). Aplique una gotita de cemento para implantes Premier® sobre el microcepillo. Utilice el microcepillo para aplicar una película delgada de cemento a lo largo de la pared interior del tercio cervical de la restauración, y asegúrese de cubrir por completo el margen con cemento. Deseche el cemento restante. Cuente con un mínimo de 1.5 minutos de tiempo de trabajo a temperatura ambiente.

4b. Nota: debe evitar usar una cantidad excesiva de cemento. Si aplica



HU

Premier® Implant Cement™ Plus

Eugenolmentes, ideiglenes műgyanta ragasztó cement, implantátumra rögzített koronához

Javallatok:

A Premier® Implantatumban ragasztó cement egy eugenolmentes ideiglenes ragasztásra alkalmás, amelyeknél nincs szükség a hosszú tűvű vagy fokozott rögzítésre.

A kémiai kéményedés tulajdonságai:

Felhasználási idő: legalább 1,50 perc szobahőmérsékleten

Gélfázis: 2 - 2,50 perc 37°C (98,6°F)

Végős megszilárdulás: 4 - 5 perc 37°C (98,6°F) a keveréstől számítva.

Öntézetések:

1. Ha Premier® implant cement használ ideiglenes korona ragasztásához a frissen felhelyezett kompozit műanyagúnak, a Premier® vizes műanyagnak enyhe mértékű kenést javasolja egy film vékonytárgy esetében. APremier® implantatumban ragasztó cement egy eugenolmentes ideiglenes ragasztásra alkalmás, amelyeknél nincs szükség a hosszú tűvű vagy fokozott rögzítésre.

Kémiai kenyélyeztetés:

2. Az eugenol tartalmazó ideiglenes cementek gátolhatják a Premier® implantatumban ragasztó cement polimerizációját. A Premier® implantatumban ragasztó cement használata előtt nem szabad maradványt maradnia az abutmenteken.

3. Figyelem! Az Egyesült Államok jogszabályai szerint az eszközök csak fogorvos értekezheti, vagy csak fogorvos rendelvényre értekezhetik.

4. Az eldobható hegeket kizárolág egyetlen betegnél történő használatra terveztek.

5. Használjon gátékert műanyag vedőhüvelyt a felszerelőnél, hogy mérselejke a potenciális keresztszennyeződést a betegkel között.

Használati utmutató:

1. Ellenőrizze a fogortács illeszkedését, záródását és proximális érintkezését. Végezze el az összes előírást!

2. Szártás meg és izolálja az elközsített abutmenteket. Nincs szükség a tökéletes szárazságra, de a nyílvállnál szennyeződést el kell kerülni.

LT

Premier® Implant Cement™ Plus

Ne eugenolio laikinas dervy cementas implanto palaikomiems vainiklēlams

Naudojimo indikacijos:

„Premier®“ implantū cementas yra ne eugenolio laikinas cementas implantų laikomiems vainiklēlams glāstytī.

Pastabė:

„Premier®“ implantū cementas tinka laikinam parentingiam atstatymo cementavimui kai lika līgū išsaugoti.

Cheminių kietėjimo finūzis savybės:

Darbo laikas: ne mažiau kaip 1,5 minutes kambario temperatūroje

Gelio fazė: nuo 2 iki 2,5 minutes esant 37°C (98,6°F)

Galutinis sukiėjimas: nuo 4 iki 5 minučių nuo sumaišymo pradžios esant 37°C (98,6°F).

Atsargumo priemonės:

1. Jei laikinas vainiklēlams cemtuojamas naudojant „Premier®“ implantu cementą ant nesenai įdetos kompozicinių dervų plombos, „Premier®“ rekomenduoja šiek tiek suėpti plombas medžiaga plana vandeninio lubrikantu plėvele, neličiant atstatymo pakraščių, kai cementas nepilipti. Nėra būtina, tačiau ant kai kurių gamintojų kompozicinių plombų dar keliai valandas po sukiėjime galėti išlikti nepolimerizuotu snicu, prie kurų gali pilipti „Premier®“ implantų cementas.

2. Laikinai cementai, kurieose yra eugenolio, gal stabdysti „Premier®“ implantu cemento polimerizacija. Prieš naudojant „Premier®“ implantū cementą ant abutmentu neturi būti likę aplaušai.

Dėmesys:

1. Patikrinkite atstatymo tinkamumą, saķandži ir proksimalius kontaktus. Atlikite visas baligamias procedūras.

Naudojimo nuorodai:

1. Patikrinkite atstatymo tinkamumą, saķandži ir proksimalius kontaktus. Atlikite visas baligamias procedūras.

Tinkamumas:

1. Naudojite pastaćių plastikinį svirkštą apvalkalą, kad sumažintumėte pavojų užkrėsti vieną pacientui.

Naudojimo nuostoliai:

1. Patikrinkite atstatymo tinkamumą, saķandži ir proksimalius kontaktus. Atlikite visas baligamias procedūras.

Atsidožinėti ir atskirkite parangas atramas. Nebūtina visiškas nusatūpti, tačiau reikia vengti akivaizdus užteršimų.

PL

Premier® Implant Cement™ Plus

Tymczasowy cement żywiczny niezawierający eugenolu do koron stałych implantów

Zastosowanie:

Premier® Implant Cement to tymczasowy cement niezawierający eugenolu służący do uszczelniania koron stałych implantów.

Uwaga:

Premier® Implant Cement jest odpowiadany do tymczasowego cementowania rekonstrukcji czasowych, w przypadku gdy wymagana jest długotrwała lub zwiększona trwałość osadzenia.

Właściwości fizyczne utwardzania chemicznego:

Czas dzialania: przyjemnych 1,5 minut w temperaturze pokojowej.

Faza z zastosowaniem żelu: 2 do 2,5 minut w temperaturze 37°C.

Calkowite utwardzenie: 4 do 5 minut w temperaturze 37°C od rozpoczęcia mieszania na żelu.

Środki ochrony:

1. Pierwsza zaleca, aby w celu uniknięcia sklejenia przy cementowaniu tymczasowej korony na dżewloniowo położonym rzędzeniu z materiałami kompozytowymi przy użyciu cementu Premier® implant lekko natrusnić nasadowanie materiał kompozytowy – z pominięciem brzegów rekonstrukcji – cięcia warstwy środka położonego na bazie wody. Ten krok nie jest kategoryczne zalecany, jednak przez kilka godzin po utwardzeniu niektórych marki materiałów kompozytowych mogą mieć niespójności obserwować, co może powodować przyczepność do cementu Premier® implant.

2. Materiały zacierające eugenoli mogą utrudnić polimeryzację cementu z implantów Premier. Podczas zastosowania cement do implantów Premier na łącznikach nie mogą pozostać żadnej resztki.

3. Uwaga – Na mocy prawa obowiązującego w USA urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie przez stomatologa lub z prezydium stomatologicznego.

4. Jednorazowe koronki są przeznaczone do przeprowadzenia zabiegów tylko u jednego pacjenta.

5. Korzystać z osłonki z tworzywa sztucznego na strzykawce w celu stworzenia bariery ograniczającej możliwość przeniesienia zanieczyszczeń pomiędzy pacjentami.

Sposób użycia:

1. Sprawdzić dopasowanie, zgryz oraz punkty styczne uzupełnienia. Zakonczyć wszystkie procedury wykonywane.

2. Osuszyszyć i odizolować przygotowane implanty. Calkowita suchość nie jest konieczna.

SE

Premier® Implant Cement™ Plus

Temporär resinbasierad cement utan eugenol, för implantatretinade tandkronor

Indikationer för användning:

Premier® implantatcement är ett temporärt cement utan eugenol, för fyllning/tätnad av implantatretinade tandkronor.

OBS!

Premier implantatcement är lämpligt för temporär cementering av provisoriska rekonstruktioner där långvarig eller okt retencion onskas.

Fysiska egenskaper vid kemisk härdning:

Arbetstid: minst 1,50 minut vid rumstemperatur

Gelfas: 2 till 2,50 minut vid 37°C

Slutförhållningstid: 4 till 5 minut 37°C från när blandningen påbörjas.

Försiktighetsregler:

1. Första företrädet är att företrädet är förturad och har förlorat sin hållfasthet.

2. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

3. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

4. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

5. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

6. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

7. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

8. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

9. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

10. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

11. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

12. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

13. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

14. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

15. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

16. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

17. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

18. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

19. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

20. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

21. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

22. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

23. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

24. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

25. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

26. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

27. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

28. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

29. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

30. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

31. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

32. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

33. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

34. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

35. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

36. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

37. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

38. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

39. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

40. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

41. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

42. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

43. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

44. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

45. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

46. Företrädet kan förlora sin hållfasthet om det är belastat med vikt.

47. Företrädet kan förlora sin hållfast