

PL

Vac Attak™

Wysoce efektywny środek czyszczący do układów usuwania odpadów

Oczyszcza i dezodoryzuje • Bezpieczny w użyciu • Nie powoduje korozji • Przyjazny dla środowiska • Nie pieni się • Chlorowany organicznie

Koncentrat
Wystarcza na 100 czyszczeń układu usuwania odpadów

Świeży zapach cytrynowy

Sposób użycia
1. Do zbiornika na odpady lub innego pojemnika wlać 946 ml (32 uncje) ciepłej wody z kranu.
2. Z opakowania pobrać jedną łyżkę (8 g, 0,28 uncji) proszku czyszczącego.
3. Proszek wysypać do wody i czekać, aż się dobrze rozpuści (30 - 45 sekund).
4. Przepłukać układ rozwiązem.
5. Po wyczyszczeniu przepłukać układ wodą z kranu.

Uwaga!
Przy pierwszym zastosowaniu, ze względu na swą wysoką aktywność, środek Vac Attak może spowodować obruszenie narośniętego osadu. Celem utrzymania urzędzenia w stanie maksymalnie sprawności należy sprawdzić filtr / syfon na odpady.

Znakomicie usuwa wszelki materiał organiczny.

Codziennie przygotowywać świeży roztwór.

UWAGA! MOŻE BYĆ SZKODLIWY PO POŁKNIECIU. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY I SKÓRĘ.
Unikać kontaktu z oczami i dłuższego kontaktu ze skórą.

PIERWSZA POMOC
OCZY: przemywać dużą ilością wody przez 15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza.
SKÓRA: przemyć dużą ilością wody. Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
SPOŻYCIE: wypić dużą ilość wody. Contacter immediately um médico.
PRZECZHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

NO

Vac Attak™

Høyeffektiv rengjøring for tømmesystem

Rengjør og fjerner ubehagelig lukt • sikker • rustet ikke • Miljøvennlig • skummer ikke • klorinert organisk

Konsentrent
Gir 100 rengjøringer for tømmesystem

Frisk sitronduft

Retningslinjer for bruk:
1. Fyll tømmebeholder eller annen beholder med 946 ml varmt vann fra kranen.
2. Fyll en porsjonsskje (8 g) med rengjøringspulver fra beholder.
3. Dryss pulveret i vannet og la det løses opp fullstendig (30-45 sekunder).
4. Skyll ut systemet med oppløsningen.
5. Skyll ut systemet en gang til med vann fra kranen etter rengjøring.

Merk:
Ved første gangs bruk kan Vac Attaks kraftige renseeffekt føre til at oppsamlede rester ryk-kes løs. Sørg for å sjekke filter/opsamler etter bruk for maksimal effektivitet.

Svært effektiv til fjerning av alle typer organiske rester.

Bruk ny oppløsning daglig.

ADVARSEL: SKADELIG VED SVELGING. IRRITERENDE PÅ ØYNE OG HUD. Unngå kontakt med øyne og forlenget kontakt med hud.

FØRSTEHJELP:
ØYNE: Skyll med store mengder vann i 15 minutter. Oppsøk legehjelp hvis irritasjon vedvarer.
HUD: Skyll med store mengder vann.
SVELGING: Drikk store mengder vann. Kontakt lege omgående.

OPPBEVARES UTILJENGELIG FOR BARN.

PT

Vac Attak™

Produto de limpeza para sistemas de evacuação de elevado rendimento

Limpa e desodoriza • Seguro • Não corrosivo • Amigo do meio ambiente • Não produz espuma • Organicamente clorado

Concentrado
Permite 100 limpezas de sistemas de evacuação

Aroma fresco de limão

Instruções de utilização:
1. Encha a pia de evacuação ou outro recipiente com 946 ml (32 onças líquidas) de água corrente morna.
2. Retire uma concha (8 g) de pó de limpeza do recipiente.
3. Polvilhe o pó sobre a água e deixe-o dissolver muito bem (30 a 45 segundos).
4. Enxágue o sistema com a solução.
5. Volte à enxaguar o sistema com água corrente após a limpeza.

Atenção:
Quando da utilização inicial, a poderosa acção de limpeza do Vac Attak pode provocar o desalojamento de resíduos acumulados. Certifique-se de que inspeciona o filtro/sifão após a utilização para obter a máxima eficiência.

Muito eficaz na remoção de todos os tipos de resíduos orgânicos.

Utilize uma solução nova todos os dias.

ATENÇÃO:
PODE SER NOCIVO SE INGERIDO. IRRITANTE PARA OS OLHOS E A PELE. Evitar o contacto com os olhos e o contacto prolongado com a pele.

PRIMEIROS SOCORROS:
OLHOS: Enxaguar com água abundante durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consultar um médico.
PELE: Enxaguar com água abundante.
INGESTÃO: Beber muita água. Contactar imediatamente um médico.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DK

Vac Attak™

rensemiddel til udsugningssystem med høj ydelse

Renser og deodoriserer • Sikker • Ikke-ætsende • Miljøvenlig • Ikke-skummende • Organisk kloreret

Koncentreret
Kan rense udsugningssystemer 100 gange

Frisk citronduft

Brugsanvisning:
1. Fyld udsugningsvask eller anden beholder med 946 ml varmt postevand.
2. Tag en skefuld (8 g) rengøringspulver fra beholderen.
3. Drys pulveret i vandet, og lad det opløses helt (30-45 sekunder).
4. Skyl systemet med opløsningen.
5. Skyl systemet igen med postevand efter rensning.

Opmærksom:
Vac Attaks kraftige renseevne kan ved første brug få ophobet débris til at løsrive sig. Sørg for at kontrollere filteret/låsen efter brug for maksimal ydelse.

Yderst effektiv til fjernelse af alle typer af organisk débris.

Brug frisk opløsning dagligt.

FORSIGTIG: KAN VÆRE SUNDHEDSSKADELIG VED INDTAGELSE. VIRKER IRRITERENDE PÅ ØJNE OG HUD. Undgå øjenkontakt og langvarig hudkontakt.

FØRSTEHJÆLP:
ØJNE: Skyl med rigelige mængder vand i 15 minutter. Søg læge, hvis irritation vedvarer.
HUD: Skyl med rigelige mængder vand.
INDTAGELSE: Drik masser af vand. Søg straks læge.

HOLD TILGÆNGELIGT FOR BØRN.

SE

Vac Attak™

Högeffektivt rengöringsmedel för evakueringsssystem

Rengör och eliminera lukt • Säkert • Icke-frätande • Miljövänlig • Icke-skummande • Organiskt klorerat

Koncentrerat
Ger 100 evakueringsrengöringar

Fräsch citrondoft

Bruksanvisning:
1. Fyll evakueringskäret eller en annan behållare med 946 ml (32 uns) varmt kranvatten.
2. Ta ett mått (8 g) rengöringspulver från behållaren.
3. Strö pulver i vattnet och låt det lösas upp grundligt (30-45 sekunder).
4. Spola systemet med lösning.
5. Spola systemet igen med kranvatten efter rengöringen.

Obs!
Den första gången produkten används kan Vac Attaks starka rengöringseffekt lösgöra ansamlade materialrester. Kom ihåg att kontrollera filtert/avskiljaren efter användning för maximal effektivitet.

Produkten är mycket effektiv vid avlägsnande av alla slags organiska materialrester.

Använd ny lösning varje dag.

VAR FÖRSIKTIG!
KAN VARA FARLIG VID FÖRTÅRING. IRRITERAR HUD OCH ÖGON. Undvik ögonkontakt och långvarig hudkontakt.

FÖRSTA HJÄLPEN:
ÖGON: Spola med rikliga mängder vatten i 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen fortgår.
HUD: Spola med rikliga mängder vatten.
FÖRTÅRING: Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare omedelbart.
HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

JP

Vac Attak™

高機能排出システム クリーナー

洗浄および脱臭・安全・非腐食性・環境にやさしい・非起泡性・有機的塩素処理済み濃縮剤

排出洗浄100回分

さわやかなレモンの香り

使用方法:
1. 排出用シンクまたはその他の容器を温かい水道水32オンス（946ml）で満たします。
2. 容器からスプーン1杯分（8g）の洗浄用粉末を取り出します。
3. 粉末を水に振り入れ、完全に溶かします（30～45秒）。
4. システムを溶液で洗い流します。
5. 洗浄後、システムを水道水でもう一度洗い流します。

注意:
初回使用時に、Vac Attakの強力な洗浄作用により、蓄積した堆積物が除去されることがあります。最大限の効率を得るために、使用後にフィルタートラップを必ず確認してください。

あらゆるタイプの有機堆積物の除去に優れた効果を発揮します。

毎日新しい溶液を使用してください。

注意: 飲み込んだ場合は、人体に害を及ぼすことがあります。眼や皮膚への刺激性があります。眼に入れたり、長時間皮膚に付着させたりしないでください。

応急処置:
眼: 大量の水で15分間洗い流します。刺激が持続する場合は、医師の診察を受けてください。
皮膚: 大量の水で洗い流します。
経口摂取: 大量の水を飲みます。直ちに医師に連絡してください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。

NL

Vac Attak™

Hoogwaardig reinigingsmiddel voor evacuatiesysteem

Reinigt en deodoriseert • Veilig • Niet-corrosief • Milieuvriendelijk • Niet schuimend • Organisch ontsmet

Geconcentreerd
Produceert 100 evacuatiereinigingen

Frisse limoengeur

Gebruiksaanwijzing:
1. Vul evacuatiebak of andere opvangbak met 946 ml (32oz.) warm leidingwater.
2. Neem één schep (8 gm) reinigingspoeder uit de verpakking.
3. Strooi het poeder in het water en laat volledig oplossen (30 à 45 seconden).
4. Spoel het systeem met de oplossing.
5. Spoel het systeem opnieuw met leidingwater na het reinigen.

Let op:
Bij aanvankelijk gebruik kan de krachtige reinigende werking van Vac Attak het geaccumuleerde vuil doen loskomen. Controleer de filter/hevel na gebruik voor optimale efficiëntie.

Verwijderd op effectieve wijze alle types organisch vuil.

Gebruik dagelijks verse oplossing.

LET OP:
KAN SCADELIJK ZIJN BIJ INSLIKKEN. IRRITEREND VOOR OGEN EN HUID. Vermijd oogcontact en langdurig contact met de huid.

EHBO:
OGEN: overvloedig spoelen met water gedurende 15 minuten. Als irritatie aanhoudt, medische hulp inroepen.
HUD: overvloedig spoelen met water.
INSLIKKEN: grote volumes water drinken. Neem onmiddellijk contact op met een arts.BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

TH

Vac Attak™

สารล้างระบบตัวนำออกประสิทธิภาพสูง

ทำความสะอาดและดับกลิ่น • ปลดปล่อย • ไม่กัดกร่อน • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ไม่เป็นฟอง • ผสมคลอรีนด้วยการขนานทางอินทรีย์

เข้มข้น

ทำความสะอาดตัวนำออกได้ 100 ครั้ง

มีกลิ่นมะนาวหอมสดชื่น

วิธีการใช้:
1. เติมน้ำตัวนำออกหรือภาชนะชนิดอื่น ด้วยน้ำอุ่น 32 ออนซ์ (946 มล.ล.)
2. ตักผงทำความสะอาดจากภาชนะหนึ่งช้อนตวง (8 กรัม)
3. โรยผงลงในน้ำแล้วปล่อยให้ละลายทั้งหมด (30-45 วินาที)
4. ล้างระบบด้วยสารละลาย
5. ล้างระบบอีกครั้งด้วยน้ำปะปาหลังการทำความสะอาด

โปรดทราบ:
เมื่อใช้ครั้งแรก ปฏิบัติการทำความสะอาดที่รุนแรงของ Vac Attak อาจทำให้เศษเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทับถมกันอยู่หลุดออกมา กรุณาตรวจตัวกรอง/ตัวดักหลังการใช้เพื่อให้ได้ผลสูงสุด

มีประสิทธิภาพสูงในการนำเศษอินทรีย์ทุกชนิดออก

ใช้สารละลายที่ทำใหม่ทุกวัน

ข้อควรระวัง: อาจเป็นอันตรายหากกลืนเข้าสู่ร่างกาย ระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน

การปฐมพยาบาล:
ดวงตา: ล้างสารออกด้วยน้ำจำนวนมากเป็นเวลา 15 นาที หากยังคงมีอาการระคายเคืองอยู่ ให้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์
ผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก
การกลืนกิน: ดื่มน้ำจำนวนมาก ไปพบแพทย์โดยทันที

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

KR

Vac Attak™

고성능 흡인기 클리너

세척과 탈취 • 안전성 • 비-부식성 • 친환경 • 무거품 • 유기 염소 처리

농축성

100회 세척 분량

상쾌한 레몬 향

사용 방법:
1. 흡인 싱크 또는 다른 용기에 따뜻한 수돗물 32oz.(946 ml)를 채웁니다.
2. 제품 용기에서 클리닝 파우더 한 스푼(8g)을 덜어 냅니다.
3. 파우더를 물에 넣고 완전히 용해시킵니다(30-45초간).
4. 흡인기를 용액으로 씻어 냅니다.
5. 흡인기를 세척한 후 수돗물로 다시 씻어 냅니다.

주의사항:

처음 사용할 때는 Vac Attak의 강한 세척력으로 인해, 제거된 잔사들이 쌓일 수 있습니다. 최상의 효율성을 위해 사용 후에 필터/트랩을 점검해야 합니다.

모든 종류의 유기 잔사를 제거하는 데 효과적입니다.

매일 깨끗한 용액을 사용하십시오.

주의: 삼키면 위험할 수 있습니다. 눈과 피부에 자극적일 수 있습니다. 눈에 닿거나 장시간 피부에 접촉하는 것을 삼가십시오.
응급 처치:
눈: 15분간 물로 충분히 씻어 냅니다. 통증이 지속되면, 의사와 상담하십시오.
피부: 물로 충분히 씻어 냅니다.
삼켰을 경우: 물을 많이 마십니다. 즉시 의사와 상담하십시오.
아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

US / UK

Vac Attak™

High Performance Evacuation System Cleaner

Cleans and Deodorizes • Safe • Non-Corrosive • Environmentally friendly • Non-Foaming • Organically Chlorinated

Concentrated - Produces 100 Evacuation Cleanings - Fresh Lemon Scent

Directions for Use:
1. Fill Evacuation sink or other container with 32oz. (946 ml) of warm tap water.
2. Remove one scoop (8gm) of cleaning powder from container.
3. Sprinkle powder into water and allow to thoroughly dissolve (30-45 seconds).
4. Flush system with solution.
5. Flush system again with tap water after cleaning.

Attention:
Upon initial use, the powerful cleaning action of Vac Attak may cause accumulated debris to dislodge. Be sure to check the filter/trap after use for maximum efficiency.

Highly effective at removing all types of organic debris.

Use fresh solution daily.

Caution: May be harmful if swallowed. Eye and skin irritant. Avoid eye and prolonged skin contact.

First Aid:
Eyes: Flush with large volumes of water for 15 minutes. If irritation persists, seek medical attention.
Skin: Flush with large volumes of water.
Ingestion: Drink large volumes of water. Contact physician promptly.
Keep out of reach of children.

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
(888) 670-6100 • (610) 239-6000 • www.premusa.com

Made in U.S.A. Read SDS before using product. For SDS, visit www.premusa.com or call Premier at 610-239-6000. DPU# 90117 0917088 Rev4 DCP



