

**Compatible with all amalgam separators!**

**premier®**

# Vacu Blast™

## Evacuation System Cleaner

---

For best results, use daily in each operatory to keep your evacuation system operating at peak performance.

- Powerful enzymatic formula
- Anti-corrosive
- Non-foaming
- Neutral pH
- Environmentally friendly
- Phosphate- and chlorine-free

**Refreshingly Clean  
Eucalyptus Breeze!**



**REF** 9011107

Net Contents: 32 fluid oz (946 ml)

Super concentrated formula

Mix ½ oz (15 ml) with 32 oz (946 ml) of water


Yields 64 treatments

0418094 Rev3 DC

Made in the USA

## US/UK Evacuation System Cleaner

### Directions for Use



Loosen cap on metered-dose chamber (do not remove). Squeeze from middle of bottle until liquid reaches  $\frac{1}{2}$  oz. mark.



Remove cap on metered-dose chamber and pour contents into 32 oz. of water. Stir to mix and use. For large offices, fill to 1 oz. mark and dilute with 64 oz. of water. Can be used with or without an atomizer.

***Aspirate the cleaning solution through your evacuation system lines daily.***

**PRECAUTION:** Avoid over dilution.

**WARNINGS:** Keep out of reach of children  
Harmful if swallowed  
May cause skin irritation, eye damage and allergic skin reactions.

**FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting and call the poison control center or a physician immediately. In case of contact with eyes, flush with water for at least 20 minutes. In case of contact with skin, wash with water and soap and rinse thoroughly. See SDS for complete safety information.

To obtain an SDS sheet, visit [www.premusa.com](http://www.premusa.com) or call Premier® Customer Service at 888-670-6100 or 610-239-6000.

**FR – Nettoyant pour système d'évacuation**  
**Mode d'emploi**



Desserrez le bouchon de la chambre à valve doseuse (ne le retirez pas). Pressez à partir du milieu de la bouteille jusqu'à ce que le liquide atteigne la marque 15 ml (½ oz liq.).



Retirez le bouchon de la chambre à valve doseuse et versez le contenu dans 946 ml (32 oz liq.) d'eau. Remuez pour mélanger et utilisez. Pour les grands cabinets, remplissez jusqu'à la marque 30 ml (1 oz liq.) et diluez avec 1,892 l (64 oz liq.) d'eau. Peut être utilisé avec ou sans atomiseur.

**Aspirez la solution de nettoyage à travers vos lignes de système d'évacuation quotidiennement.**

**PRÉCAUTIONS :** Évitez une dilution excessive.

**AVERTISSEMENTS:** À conserver hors de la portée des enfants. Nocif si ingéré. Peut causer une irritation de la peau, des lésions oculaires et des réactions allergiques de la peau.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse et bien rincer. Consulter la fiche signalétique pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité du produit.

Pour obtenir une fiche signalétique, visitez le site [www.premusa.com](http://www.premusa.com) ou appelez le service à la clientèle de PremierMD au 888 670-6100 ou 610 239-6000.

**DE – Absaugsystemreiniger**  
**Gebrauchsanleitung**



Den Deckel der Messdosiskammer losschrauben (nicht abnehmen). Von der Flaschenmitte aus drücken, bis die Flüssigkeit die ½-Unzen-Markierung erreicht.



Den Deckel der Messdosiskammer abnehmen und den Inhalt in 946 ml Wasser gießen. Zum Mischen umrühren und dann verwenden. Für große Praxen bis zur 1-Unzen-Markierung füllen und mit 1892 ml Wasser verdünnen. Kann mit und ohne Zerstäuber verwendet werden.

**Die Reinigungslösung täglich durch die Leitungen Ihres Absaugsystems aspirieren.**


**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Übermäßige Verdünnung vermeiden

**WARNHINWEISE:** Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken ist schädlich. Kann Hautreizung, Augenschäden und allergische Hautreaktionen verursachen.


**ERSTE HILFE:** Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort die Giftzentrale oder einen Arzt anrufen. Bei Augenkontakt mindestens 20 Minuten mit Wasser ausspülen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen und gründlich abspülen. Siehe SDB für vollständige Sicherheitsinformationen.

Ein SDB erhalten Sie unter [www.premusa.com](http://www.premusa.com) oder über den Premier® Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-670-6100 oder +1-610-239-6000.

**IT – Detergente per sistema di evacuazione**  
**Istruzioni per l'uso**



Allentare il tappo della camera dosatrice (non rimuoverlo). Comprimere il centro della bottiglia fino a quando il liquido raggiunge il segno ½ oz.



Rimuovere il tappo dalla camera dosatrice e versare il contenuto in 32 once di acqua. Mescolare per miscelare e utilizzare. Per grandi ambulatori riempire fino al segno 1 oncia e diluire con 64 once di acqua. Può essere utilizzato con o senza un nebulizzatore.

**Aspirare quotidianamente la soluzione detergente attraverso le linee del sistema di evacuazione.**

**PRECAUZIONE:** evitare l'eccessiva diluizione.

**AVVERTENZE:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Nocivo se ingerito. Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

**MISURE DI PRONTO SOCCORSO:** Se ingerito, non indurre il vomito e chiamare immediatamente il centro antiveneni o un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per almeno 20 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente. Per tutte le informazioni di sicurezza, vedere la scheda dati di sicurezza (SDS).

Per ottenere una scheda SDS, visitare il sito [www.premusa.com](http://www.premusa.com) o chiamare l'Assistenza clienti Premier® al numero +1 888-670-6100 o al numero +1 610-239-6000.

**ES – Limpiador de sistemas de evacuación**  
**Instrucciones de uso**



Afloje la tapa de la cámara medidora de dosis (no la quite). Apriete la parte media del frasco hasta que el líquido alcance la marca de ½ onza.



Quite la tapa de la cámara medidora de dosis y vierta el contenido en 32 onzas de agua. Revuelva para mezclar y usar. Para consultorios grandes, llene hasta la marca de 1 onza y diluya en 64 onzas de agua. Puede usarse con o sin atomizador.

**Aspire la solución limpiadora a través de las líneas del sistema de evacuación diariamente.**

**PRECAUCIÓN:** evitar la dilución excesiva

**ADVERTENCIAS:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Es nocivo si se ingiere. Puede causar irritación cutánea, daño ocular y reacciones alérgicas cutáneas.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ingiere, no provoque el vómito y llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 20 minutos. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón y enjuague completamente. Véase la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener información de seguridad completa.

Para obtener una SDS, visite [www.premusa.com](http://www.premusa.com) o llame a Atención al Cliente de Premier® al 888-670-6100 o 610-239-6000.

**TR – Tahlíye Sistemi Temizleyicisi**  
**Kullanım Talimatları**



Doz ölçerli haznedeki kapakçığı gevşetin (çıkarmayın). Sıvı ½ ons işaretine ulaşınca kadar şişeyi orta kısımdan sıkın.



Doz ölçerli haznedeki kapakçığı çıkarın ve içeriği 946 ml (32 ons) suyun içine boşaltın. Bileştirmek üzere karıştırın ve kullanın. Büyük muayenehaneler için, 1 ons işaretine kadar doldurun ve 64 ons su ile seyreltin. Püskürtücü ile veya olmaksızın kullanılabilir.

**Temizlik çözeltisini günlük olarak, tahliye sistemi hatlarınızın yoluyla aspire edin.**

**ÖNLEM:** Aşırı seyreltmekten kaçın

**UYARILAR:** Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yutulduğu takdirde zararlıdır. Ciltte tahrişe, gözlerde hasara ve ciltte alerjik tepkilere neden olabilir.

**İLK YARDIM:** Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın, hemen zehir kontrol merkezini veya doktoru arayın. Gözlerle temas olması halinde, en az 20 dakika boyunca su ile durulayın. Ciltle temas olması halinde, su ve sabun ile yıkayın ve iyice durulayın. Eksiksiz güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na (Safety Data Sheet, SDS) bakın.

Bir Güvenlik Bilgi Formu almak için [www.premusa.com](http://www.premusa.com) adresini ziyaret edin veya Premier® Müşteri Hizmetlerini +1-888-670-6100 veya +1-610-239-6000 numaralı telefondan arayın.

**Directions for Use**

**premier®**

**Vacu Blast™**  
Evacuation System Cleaner



\*+D691901110703\*

Manufactured for:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462  
888-670-6100 • 610-239-6000 • [www.premusa.com](http://www.premusa.com)

EC REP MD55 GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



0418094 Rev3 DC