



EN	Reorder Information:	1 lb Jars
	Box of 200 cups	
9007172	Coarse with Fluoride	9007175 Medium/Fine with Fluoride
		9007174 Coarse with Fluoride
		9007171 Medium/Fine
		9007170 Coarse
FR	Pour commander	Bocaux de 1 lb
	Boite de 200 godets	
9007172	gros grains avec fluorure	9007175 Moyen/Fin avec fluorure
		9007174 gros grains avec fluorure
		9007171 Moyen/Fin
		9007170 gros grains
IT	Informazioni per il riordino:	Barattoli da 1 libbra (453 g)
	Confezione di 200 coppette	
9007172	Grana grossa con fluoro	9007175 Grana media/sottile con fluoro
		9007174 Grana grossa con fluoro
		9007171 Grana media/sottile
		9007170 Grana grossa
ES	Informacion para pedidos:	Tarros de 453 g
	Caja de 200 copitas	
9007172	Menta Gruesa con Fluor	9007175 Menta Mediana/Fina con Fluor
		9007174 Menta Gruesa con Fluor
		9007171 Menta Mediana/Fina
		9007170 Menta Gruesa
DE	Bestellangaben:	Großbehälter mit 453 g Inhalt
	Schachtel mit 200 Behältern	
9007172	Grob mit Fluorid	9007175 Mittel/Fein mit Fluorid
		9007174 Grob mit Fluorid
		9007171 Mittel/Fein
		9007170 Grob

premier Inspired solutions for daily dentistry®

 **Manufacturer:**
Premier Dental® Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 USA
(888) 670-6100 • (610) 239-6000 • premierdentalco.com

  
15°C - 30°C
59°F - 86°F

MDSG GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

DFU# 90075
0718036 MPL Rev3 • 1800051

Made in the U.S.A.

To obtain a SDS sheet for Ziroxide visit premierdentalco.com or call Premier customer service at 888-670-6100.

premier® Ziroxide®

EN Prophylaxis Paste

FR Pâte à Prophylaxie

IT Pasta Per Proflassi

ES Pasta Profiláctica

DE Prophylaxepaste

EN

Actions and Indications - For cleaning and polishing procedures as part of a professionally administered Prophylaxis treatment. Note: Prophylaxis pastes containing fluoride are not considered a replacement for other forms of fluoride therapy. Ziroxide Prophylaxis paste contains a unique blend of cleaning and polishing agents in a smooth, splatter resistant formulation. Ziroxide Prophylaxis paste is for use only by individuals trained to perform a dental prophylaxis. In packages indicating that Ziroxide Prophylaxis paste contains fluoride, it is present at a concentration of 1.23% fluoride ion.

Precautions - Excessive ingestion of fluoride can cause nausea. Ziroxide Prophylaxis Paste with fluoride should be expectorated and NOT SWALLOWED.

Directions - UNIT DOSE CUPS: Each unit dose cup contains enough Prophylaxis paste for one prophylaxis procedure.

BULK JARS: Remove sufficient paste for one procedure and place in a

clean dampen dish or other suitable container.

Use any commercially available prophylaxis rubber cup combination. Fill the cup by pressing the face of the cup into the paste. Throughout the procedure, sufficient paste should be maintained in the cup to avoid overheating the tooth surface. Saliva evacuation is recommended to avoid excessive dilution and swallowing of the paste. Should you find the paste too dry for your preference, simply add a drop or two of water to soften.

Caution - Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Keep out of direct sunlight. Do not use after expiration date.

Warranty and Limitation of Liability - Premier Dental Products Company ("Company") warrants that the Product will be free from defects in material and manufacture. Company makes no other warranties. In particular, and without limitation, Company makes no warranty, implied or otherwise, as to

the Product's merchantability or fitness for any particular purpose.

For any patient on whom use of the Product is contemplated, user is solely responsible for determining whether the Product is suitable for such use according to the information set forth in the enclosed directions for use.

If the Product is defective within the warranty period, the sole remedy available to user, and the sole obligation of Company, shall be the Product's repair or replacement. Unless otherwise required by law, Company will not be liable for any loss or damage arising from this Product or its use, whether such loss or damage is direct, indirect, special, incidental or consequential, and regardless of the theory of loss or damage asserted (which theories include, without limitation, warranty, contract, negligence and strict liability). Unless otherwise required by law, no party other than the Company is authorized to provide to any other party any information concerning the Product which deviates from the information set forth in the enclosed directions for use.

Procedure e indicazioni - Per le procedure di pulizia e lucidatura nell'ambito di un trattamento di profilassi somministrato da professionisti. Nota: le paste per profilassi contenenti fluoro non sono considerate sostitutive di altre forme di terapia a base di fluoro. La Pasta per profilassi Ziroxide contiene una miscela esclusiva di agenti detergenti e lucidanti in una formulazione liscia e che non provoca schizzi. La Pasta per profilassi Ziroxide è concepita per l'uso da parte di individui addestrati per svolgere una profilassi dentaria. Nelle confezioni indicanti che la Pasta per profilassi Ziroxide contiene fluoro, esso è presente ad una concentrazione dell'1,23% di ioni fluoro.

Precauzioni - Un'ingestione eccessiva di fluoro può provocare nausea. La Pasta per profilassi Ziroxide con fluoro deve essere sputata e NON VA INGOIATA.

Istruzioni - COPPETTE DI DOSAGGIO UNITARIO: ciascuna coppetta contiene abbastanza Pasta per profilassi per una (1) procedura di profilassi.

BARATTOLI DI PASTA SFUSA: prelevare una quantità di pasta sufficiente per una procedura e metterla in una vaschetta o in un altro contenitore adatto pulito.

Actions et indications - Pour les traitements professionnels de prophylaxie des procédures de nettoyage et de polissage. Note: Les pâtes pour prophylaxie contenant du fluorure ne doivent pas être considérées comme un remplacement des autres formes de traitements au fluorure. La pâte pour prophylaxie Ziroxide contient un mélange unique d'agents nettoyeurs et de polissage dans une formule douce et résistante aux éclaboussures. La pâte pour prophylaxie Ziroxide est conçue pour être utilisée uniquement par des professionnels formés pour pratiquer des traitements de prophylaxie dentaire. Dans les emballages indiquant que la pâte pour prophylaxie contient du fluorure, sa concentration est de 1,23%.

Précautions - Une ingestion excessive de fluorure peut causer des nausées. La pâte pour prophylaxie Ziroxide avec fluoro doit être recrachée et non avalée.

Mode d'emploi - GODETS À DOSE UNITAIRE: Chaque godet à dose unitaire contient assez de pâte pour prophylaxie pour une procédure de traitement.

BOCAUX: Prélever suffisamment de pâte pour une procédure et la placer dans un godet Dappen ou dans un contenant adéquat.

Usare qualsiasi combinazione contrangolo/coppetta di gomma per profilassi disponibile commercialmente. Riempire la coppetta premendone la parte anteriore nella pasta. Nel corso di tutta la procedura, va mantenuta nella coppetta una quantità di pasta sufficiente ad evitare di surriscaldare la superficie del dente. Si raccomanda l'aspirazione della saliva del paziente per evitare l'eccessiva diluizione e l'ingestione della pasta. Se si dovesse trovare la pasta troppo asciutta per il proprio gusto, basta aggiungervi una goccia o due d'acqua per ammorbidirla.

Attenzione - Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo ai soli dentisti o dietro loro prescrizione.

Tenere lontano dalla luce solare diretta. Non usare dopo la data di scadenza.

Garanzia e limitazione di responsabilità - L'azienda produttrice Premier Dental ("Azienda") garantisce questo prodotto come esente da difetti nei materiali e nella fabbricazione. L'azienda non rilascia alcuna altra garanzia. In particolare, e senza alcuna limitazione, l'Azienda non rilascia alcuna garanzia, implicita o esplicita relativa alla

commerciabilità o all'idoneità a usi particolari del prodotto.

L'utilizzatore per il quale è previsto l'uso del prodotto si assume la piena responsabilità di decidere se il prodotto è adatto a tale uso in base alle informazioni riportate nelle indicazioni per l'uso ivi allegate.

Se il prodotto si rivela difettoso entro il periodo di validità della garanzia, gli unici rimedi a disposizione dell'utilizzatore, e i soli obblighi da parte dell'Azienda, sono la riparazione o la sostituzione del prodotto. Se non diversamente previsto dalla legge, l'Azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo Prodotto o dal suo utilizzo, che tale perdita o danno sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, e qualunque sia la cagione della perdita o del danno sostenuto (tali cagioni includono, senza limitazione, garanzia, contratto, negligenza e responsabilità oggettiva). Se non diversamente previsto dalla legge, nessun soggetto diverso dall'Azienda è autorizzato a fornire a terzi qualsiasi informazione relativa al prodotto che si discosti dalle informazioni riportate nelle indicazioni per l'uso ivi allegate.

Utiliser n'importe quelle cupule en caoutchouc de contre-angle et prophylaxie. Remplir la cupule en la present dans la pâte. Maintenir suffisamment de pâte dans la cupule pendant procédure d'éviter le surchauffement de la surface de la dent. L'évaluation de la salive est recommandée pour éviter la dilution excessive et que la pâte ne soit avalée par le patient. Si la pâte est trop sèche, ajoutez simplement une ou deux gouttes d'eau plur l'assouplir.

Attention - La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par ou pour un dentiste.

Éviter d'exposer le produit à la lumière directe du soleil. De pas utiliser après ladate de péremption du produit.

Garantie et limitation de responsabilité - L'entreprise Premier Dental Products (« Entreprise ») garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. L'entreprise ne fournit aucune autre garantie. En particulier, et sans s'y limiter, l'entreprise ne fournit aucune garantie, implicite ou explicite, de la valeur marchande ou d'adéquation du produit pour un usage particulier.

Pour chaque patient dont l'usage de ce produit est considéré, l'utilisateur est le seul responsable pour déterminer si le

produit est adéquat pour cette utilisation, conformément aux renseignements mentionnés dans le mode d'emploi ci-joint.

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie et représente le seul remède disponible pour l'utilisateur, la responsabilité de l'entreprise se limitera à la réparation ou au remplacement du produit.

Sauf indication contraire imposée par la loi, l'entreprise ne sera pas responsable de toute perte ou tout dommage découlant de ce produit ou son utilisation, que la perte ou le dommage soit direct, indirect, particulier, accidentel ou consécutif, et peu importe l'argument concernant la perte ou le dommage signalé (les arguments impliquant, mais sans s'y limiter, la garantie, le contrat, une négligence et uniquement la responsabilité). Sauf indication contraire imposée par la loi, aucune autre partie n'est autorisée à fournir des renseignements concernant le produit, mis à part ceux mentionnés dans le mode d'emploi ci-joint.

Scellant de résine bioactive pour les puits et les fissures Couvrez la seringue avec un manchon de protection en plastique afin de réduire le risque de contamination croisée entre les patients.

Indicaciones - Para la limpieza y pulido como parte de un tratamiento profiláctico profesional. Nota: Pastas profilácticas que contienen fluor no se consideran un reemplazo para otras formas de terapia de fluor. Pasta Profiláctica Ziroxide contiene una mezcla única de agentes de limpieza y pulido en una formulación lisa que no salpica. Pasta profiláctica Ziroxide es para ser usado por personal entrenado(s) para realizar una profilaxis dental. En paquetes que indican que la Pasta de Profilaxis Ziroxide contiene fluor, está presente en una concentración del ión de fluoruro a 1.23%.

Precauciones - La ingestión excesiva de fluor puede causar náuseas. Pasta Profiláctica Ziroxide con fluor debería ser expectorada y NO TRAGADA.

Instrucciones - Copitas de Uní dosis: Cada copita de uní dosis contiene suficiente pasta profiláctica para un (1) tratamiento de profilaxis.

Tarros: sacar pasta suficiente para un tratamiento y poner en un vaso dappen u otro contenedor.

Use cualquier contraángulo para profilaxis disponible combinación de taza

de goma. Llene la taza presionando la copita en la pasta. Durante el tratamiento, suficiente pasta profiláctica debería ser mantenida en la copita para evitar recalentarse la superficie de diente. Para evitar la dilución excesiva y tragar de la pasta se recomienda la evacuación de saliva. Si usted encuentra la pasta demasiado seca para su preferencia, simplemente añada una o dos gotas de agua para ablandarse.

Precaución - La ley federal (Estadounidense) restringe la venta de este producto por o en la orden de un dentista.

Manténgase alejado de la luz solar directa. No se use después de la fecha de vencimiento.

Garantía y limitación de responsabilidad civil - Premier Dental Products Company (la "Compañía") garantiza que el Producto no tendrá defectos materiales ni de fabricación. La Compañía no brinda otras garantías. Particularmente, y sin limitaciones, la Compañía no brinda garantías, implícitas ni de otro tipo, respecto a la comerciabilidad o aptitud del Producto para cualquier propósito específico.

Wirkung und Gebrauchshinweise - Für Reinigungs- und Polierverfahren als Teil einer professionellen Prophylaxebehandlung. Hinweis: Prophylaxepasten, die Fluorid enthalten, sind nicht als Ersatz für andere Formen der Fluoridbehandlung zu betrachten. Ziroxide Prophylaxis Paste enthält eine einzigartige Mischung von Reinigungs- und Polierstoffen in einer glatten, nicht spritzenden Rezeptur. Ziroxide Prophylaxis Paste ist nur von auf dem Gebiet der Dentalprophylaxe ausgebildeten Personen anzuwenden. Wenn Ziroxide Professional Prophylaxis Paste nach der Packungsangabe Fluorid enthält, beträgt die Fluoridionkonzentration 1,23 %.

Vorsichtsmaßnahmen - Verschlucken von übermäßigen Fluoridmengen kann zu Übelkeit führen. Fluorid enthaltende Ziroxide Prophylaxis Paste sollte ausgespülen und NICHT GESCHLUCKT werden.

Gebrauchsanweisung - EINZELDOSISBEHÄLTER: Jeder Behälter enthält genug Prophylaxepaste für eine Prophylaxebehandlung.

GROSSBEHÄLTER: Genügend Paste für eine Behandlung entnehmen und in ein sauberes Dappenglas oder einen

anderen passenden Behälter füllen.

Handelsübliche Kombination aus Prophylaxe-Winkelstück und Polierkelch verwenden. Den Polierkelch füllen, indem der Kelch in die Paste gedrückt wird. Während der Behandlung sollte genug Paste im Kelch verbleiben, um eine Überhitzung der Zahnoberfläche zu verhindern. Speichelabsaugen ist empfohlen, damit übermäßige Verdünnung und Verschlucken der Paste verhindert wird. Wenn die Paste zu trocken ist, einfach ein oder zwei Tropfen Wasser hinzufügen, um sie geschmeidiger zu machen.

Vorsicht - Das US-amerikanische Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Produkts auf Zahnärzte.

Vor direkter Sonnenlichtbestrahlung schützen. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Garantie und Haftungsbeschränkung - Die Premier Dental Products Company („das Unternehmen“) garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Das Unternehmen gibt keine weiteren Garantien. Insbesondere gibt das Unternehmen keine implizite oder sonstige Garantie bzgl. der Verkehrsfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit des Produkts.

Respecto a cualquier paciente para el que se considere el uso de este producto, el Usuario es exclusivamente responsable de determinar si el Producto es adecuado para dicho uso según la información establecida en las instrucciones de uso adjuntas.

Si el producto resultara defectuoso dentro del período de la garantía, el único recurso disponible para el Usuario y la única obligación de la Compañía será la reparación o el reemplazo del Producto.

Salvo que por ley se estipule lo contrario, la Compañía no será responsable de pérdidas ni daños que surjan de este Producto o de su uso, ya sean pérdidas o daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consiguientes e independientemente del principio de pérdida o daños (dichos principios incluyen, entre otros, garantías, contratos, negligencia y responsabilidad absoluta). Salvo que por ley se estipule lo contrario, ninguna otra parte que no sea la Compañía está autorizada para brindar a cualquier otra parte información sobre el Producto que difiera de la información establecida en las instrucciones de uso adjuntas.

Bei jedem Patienten, bei dem das Produkt in Betracht gezogen wird, ist der Anwender alleine dafür verantwortlich, zu bestimmen, ob das Produkt gemäß der beiliegenden Gebrauchsanleitung für eine solche Anwendung passend ist.

Falls das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums defekt ist, ist das einzige Recht des Anwenders und die einzige Verpflichtung des Unternehmens die Reparatur oder der Ersatz des Produkts.

Falls gesetzlich zulässig, ist das Unternehmen nicht für Verluste oder Schäden aufgrund des Produkts oder seiner Anwendung verantwortlich, unabhängig davon, ob es sich um direkte, indirekte, bestimmte, zufällige oder Folgeschäden handelt, und egal, welche Theorie für Schäden oder Verluste behauptet wird (Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit und Gefährdungshaftung). Falls nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist keine andere Partei als das Unternehmen autorisiert, einer anderen Partei Informationen über das Produkt zur Verfügung zu stellen, die von den Informationen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung abweichen.