premier

FR

MODE D'EMPLOI

Bond-PR®

Adhésif universel

Mode d'emploi :

- Liaison de composites, de compomères, de matériaux de reconstitution coronaire, de scellants et de ciments à base de méthacrylate photopolymérisables, à double polymérisation et autopolymérisables.
- Réparation intrabuccale des restaurations composites et compomères.
- Désensibilisation de la surface de la racine.
- Scellement de la cavité avant la pose de l'amalgame ou des restaurations temporaires.
- Cimentation des restaurations indirectes, y compris les facettes, avec du ciment résine.
- Réparation intrabuccale de restaurations en composite, en céramique, céramo-métalliques, en zircone et d'autres restaurations entièrement en céramique.

Description du dispositif :

L'adhésif universel Bond-PR® de Premier est un agent de liaison universel auto-mordançant et photopolymérisable qui combine produit de mordançage, apprêt et adhésif en un seul composant pour faciliter l'application. Le Bond-PR® convient à toutes les interventions de liaison directe et indirecte et à toutes les techniques de mordançage. Il peut également servir d'apprêt universel pour tous les matériaux de restauration. Le Bond-PR® forme une excellente liaison avec la dentine, l'émail et tout composite, compomère, matériau de reconstitution coronaire, scellant et ciment photopolymérisable, autopolymérisable ou à double polymérisation. Le Bond-PR® est disponible en flacons pour plusieurs utilisations.

Selon l'indication, le Bond-PR® est utilisé :

- Lors d'une intervention d'auto-mordançage pour permettre un temps de traitement rapide et réduire les sensibilités postopératoires.
- Avec un mordançage sélectif, une solution de mordançage est utilisée pour maximiser l'adhérence à l'émail des dents.
- Au cours d'une intervention de mordançage total avec une étape antérieure de mordançage à l'acide phosphorique de l'émail et de la dentine.

Le Bond-PR® est exempt de bisphénol A (BPA) et de BIS-GMA.

Contre-indications :

Ne pas utiliser le Bond-PR® chez les patients présentant des allergies connues aux matériaux à base d'acrylate ou aux allergènes présents.

Ne pas utiliser pour le coiffage pulpaire direct.

Interactions :

- Placer les restaurations temporaires avec un ciment sans eugénol (p. ex., ciment temporaire NexTemp®). Éviter les ciments contenant de l'eugénol, car ils peuvent inhiber la polymérisation du Bond-PR® pendant la cimentation finale.
- Ne pas nettoyer les restaurations en zircone, en oxyde d'aluminium ou en métal avec de l'acide phosphorique. Après l'essayage, utiliser un nettoyant universel (p. ex., le nettoyant universel UniClean™).
- Ne pas utiliser de désinfectants (à l'exception des solutions de chlorhexidine), d'astringents, de produits de scellement dentinaire ou de solutions de rinçage contenant de l'EDTA ou du peroxyde d'hydrogène avant d'appliquer le Bond-PR®. Les résidus peuvent nuire à la force de liaison et à la polymérisation, en particulier avec les matériaux à double polymérisation et auto-polymérisables.

PRÉCAUTIONS :

- Éviter la contamination du produit. Ne pas mélanger les composants avec ceux d'autres matériaux. Ne pas remettre les composants distribués dans leur contenant original. Jeter correctement le matériau résiduel.
- Porter un équipement de protection individuelle, y compris des lunettes et des gants de protection, lors de l'utilisation et de la manipulation de ce produit.
- S'assurer que la dent est exempte de débris, de matériaux ou de taches susceptibles d'interférer avec le processus d'application.
- Refermer le capuchon rabattable immédiatement après avoir distribué le produit pour éviter toute évaporation ou contamination.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser avec des alliages précieux, car cela pourrait réduire l'intégrité de la liaison.

AVERTISSEMENTS :

- Ne pas photopolymériser le Bond-PR® pendant une durée inférieure à la durée de photopolymérisation recommandée.
- Réservé uniquement à l'usage d'un professionnel dentaire qualifié.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les tissus mous.
- Ne pas utiliser après la durée de conservation indiquée sur l'étiquette ou le conditionnement du produit.

Effets indésirables :

- En cas de réaction allergique au matériau Bond-PR®, laver abondamment à l'eau et au savon après le contact; cesser immédiatement toute utilisation et consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- Si un incident ou un incident grave s'est produit en lien avec le dispositif, veuillez le signaler au fabricant.

Contenu et mise en place :

UGS	Description	Contenu
3005250	Conditionnement standard - 1 flacon à capuchon rabattable de 5 ml	5 ml
3005255	Conditionnement économique - 3 flacons à capuchon rabattable de 5 ml	15 ml

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 États-Unis
(888) 670-6100 • (610) 239-6000
premierdentalco.com • Fabriqué en Israël.

Technologie en partenariat avec BJM Laboratories, Ltd. | premier

THE PREMIER® Promise EVERY TIME!

premierdentalco.com/promise

Nº de mode d'emploi 30073 • 0926015 Rév. 3 PDF

Matériaux :
Composition du produit, % massique : Diméthacrylate d'uréthane < 50 %; HEMA < 30 %, 10-MDP < 10 %; photoinitiateurs < 3 %; eau < 3 %; éthanol < 20 %; promoteur d'adhérence < 10 %; inhibiteur < 3 %. Aucun des ingrédients du produit ne contient de composants pharmacologiquement actifs.

Mode d'emploi:

1. Porter un équipement de protection individuelle lors de la manipulation du Bond-PR®.

2. Préparation

   2a. **Préparation de la restauration directe** – Préparer la dent conformément aux exigences cliniques. Rincer à l'eau et sécher à l'air libre

   2b. **Préparation de la restauration indirecte** – Préparer la surface de la restauration en céramique :

   - Mordancer les surfaces en porcelaine avec de l'acide fluorhydrique selon les instructions du fabricant. Traiter à l'aide d'un agent de liaison silane.
   - Préparer la surface des restaurations en céramique de zircone, en céramique d'alumine, en composite et en métal :

     i. Dépolir la surface de restauration, de préférence par sablage.

     ii. Pour une liaison optimale, ne pas nettoyer la surface de zircone, d'alumine ni des restaurations métalliques avec de l'acide phosphorique.

   Remarque : si on utilise Bond-PR® comme apprêt, ne pas photopolymériser l'adhésif de la restauration.

3. **Agitation** – Agiter brièvement le flacon avant de distribuer le produit.

4. **Mordançage (sélectif ou total)** – Appliquer une solution de mordançage à l'acide phosphorique couramment utilisée (p. ex., solution de mordançage Spot-On™ ou Premier®) sur la dent préparée ou non préparée (dentine et/ou émail) conformément aux instructions du fabricant. La durée de mordançage est de 15 secondes pour la dentine et de 30 secondes pour l'émail. Rincer soigneusement à l'eau et sécher avec de l'air exempt d'humidité et d'huile ou avec des boulettes de coton. Ne pas trop sécher.

5. **Distribution** – Le flacon contient un capuchon rabattable qui peut être facilement ouvert et fermé d'une main. Le Bond-PR® peut être distribué dans un petit puits et appliqué directement à l'aide d'une brosse ou d'un micro-applicateur. Protéger de la lumière.

6. **Application** – Appliquer une couche de Bond-PR® avec une brosse ou un micro-applicateur. S'assurer que toute la surface de la structure devant faire l'objet d'une liaison est recouverte. Éviter tout contact avec la muqueuse buccale. Lors du collage à la dentine, laisser reposer pendant 10 secondes. Lors de la liaison à toutes les autres surfaces, laisser reposer pendant 20 secondes.

   Sécher à l'air libre avec un léger jet d'air vers le solvant volatil, jusqu'à ce qu'aucun mouvement du film Bond-PR® ne soit remarqué, pendant au moins 5 secondes.

7. **Polymérisation** – Polymériser la couche adhésive à l'aide d'une lampe à polymériser dentaire caractérisée par une irradiance d'au moins 1 000 mW/cm^2, telle que la lampe à polymériser Lumira™ de Premier ou une lampe similaire, pendant 10 secondes.

8. **Pour les restaurations indirectes** – Suivre le mode d'emploi du fabricant pour appliquer le ciment.

Manipulation :
Pour éviter toute contamination, le flacon doit être manipulé hors de la zone de traitement avec de nouveaux gants jetables (encore non utilisés). Les flacons ne peuvent pas être retraités. Éliminer les flacons s'ils sont contaminés. Ne pas mettre le flacon de Bond-PR® dans un bain désinfectant ou un laveur-désinfecteur (désinfecteur thermique).

Entreposage :
- Conserver le produit dans son emballage original.
- Ne pas entreposer à des températures de plus de : 24 °C (75 °F).
- S'il est conservé au réfrigérateur, laisser le produit atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. La durée de conservation à température ambiante est de 24 mois.
- Éviter l'exposition directe à la lumière et à la chaleur.

Durée de conservation :
- La date de péremption du Bond-PR® est fixée 2 ans (24 mois) après la date de fabrication.
- Ne pas utiliser après expiration du produit. Vérifiez la date de péremption inscrite sur l'étiquette du produit.

Élimination :

Pour l'élimination, toujours respecter les lois fédérales ou les lois locales en vigueur dans votre juridiction.

Jeter les flacons et les brosses usagés avec les déchets appropriés. Ne pas réutiliser et éliminer si la brosse est contaminée.

Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site premierdentalco.com ou appeler Premier au numéro 610-239-6000.

Symboles :

Une explication complète des symboles utilisés sur le conditionnement Premier® Dental et la documentation sont accessible à l'adresse premierdentalco.com/symbol-glossary

Symboles	Signification du symbole
	Numéro de pièce
	Date d'expiration
	Date et pays de fabrication
	Fabricant
	Numéro de lot
	Mise en garde : Voir le mode d'emploi
	Indique la limite supérieure de température à laquelle le dispositif peut être exposé en toute sécurité.
	Irritant : Un irritant immédiat de la peau, des yeux ou des voies respiratoires
	Avertissement. Liquide et vapeur inflammables
	Dispositif médical
	Non stérile
Rx ONLY	MISE EN GARDE : La loi américaine n'autorise la vente de ce produit qu'à un médecin ou sur ordonnance médicale
	Consulter le mode d'emploi sur le site premierdentalco.com
	Garder à l'abri des rayons directs du soleil