



Positioning Instrument for Transparent Cervical Foils

US _____

Positioning Instrument for Transparent Cervical Foils
Reorder REF#9061340




Now double ended (A+B) offering an additional holding angle. Autoclavable up to 273°F/134°C for multiple use.

FR _____




Instrument pour le positionnement de feuilles transparentes dans la zone cervicale

Nouveau : avec deux extrémités (A+B) pour un angle de préhension supplémentaire. Usage multiple autoclavable jusqu'à 273°F/134°C.

A



B



 Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
(610) 239-6000 • premierdentalco.com
Made in Czech Republic